

ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



KaVo uniQa

Die neue Premium-Kompaktklasse! Diese Behandlungseinheit definiert einen neuen Standard im Mittelpreissegment, die Generation der Premium-Kompakt-Klasse. Mehr Design, mehr Komfort und mehr Freude verbinden sich zu einem einzigartigen Produkterlebnis.

Grundausrüstung:

- Modernes, sportlich-kompaktes Stuhl-Design für ein Höchstmaß an Ergonomie
- Intuitive Arbeitsabläufe durch das integrierte Hygienesystem und das übersichtliche Bedienkonzept des Touchdisplays
- Lackierung KaVo dentalweiß, Standard Softpolsterung nach Wahl aus KaVo Farbkarte.
- Hohe Variantenvielfalt für eine individuelle Konfiguration.

Fragen Sie Ihren Dental-Union Fachhandelspartner nach möglichen weiteren KaVo Frühbuchervorteilen vor der IDS **KAVO**

KAVO
Dental Excellence

AKTIONSPAKET

- 1 x KaVo uniQa T Grundausrüstung
- 1 x Ausstattungspaket uniQa Professional
- 1 x Ausstattungspaket uniQa Comfort

Hersteller-Listenpreis 57.957,-



Paketpreis **42.990,-**

+ Ausstattungspaket uniQa Professional:

- Lichtturbineneinrichtung mit MULTIflex Kupplung 465 LED
- 2 x INTRA LUX Motor KL 703 LED
- PiezoLED Scaler
- Mehrfunktionshandstück
- Dreifunktionshandstück Assistenz
- Behandlungsleuchte KaVoLUX 540 LED inkl. Aufbaustange

+ Ausstattungspaket uniQa Comfort:

- Funk-Fußanlasser
- Komfortkopfpolster

Lieferumfang gemäß Aktionsbeschreibung – ohne optionale/ aufpreispflichtige Ausstattungen wie Arbeitsstühle, Patienten-kommunikation CONEXIOcom Vision, CONECTbase Vision und RELAXline Softpolster. Abbildung kann weitere optional erhältliche Ausstattungen enthalten. Details und Preise zu abgebildeten oder weiteren Ausstattungsvarianten nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.



KaVo uniQa T



KaVo uniQa S



KaVo uniQa C



Rechts- Links Version Assistenzelement

Fragen Sie Ihren Dental-Union Fachhandelspartner nach möglichen weiteren KaVo Frühbuchervorteilen vor der IDS **KAVO**

KaVo Primus™ 1058 Life™

- Arztelement mit integriertem Display und Direktwahltasten
- Fünf integrierte Instrumentenablagen
- Rechts- oder Linkshändereinheit; Tisch-, Schwingen- und Cart-Variante
- Moderne Patientenkommunikation CONEXIO inkl. IO-Kamera und HD-Monitoren (optional)

Grundausrüstung:

- Schwebendes Arztelement mit hängenden Instrumentenschläuchen
- Lackierung KaVo dentalweiß, Standard Softpolsterung nach Wahl aus KaVo Farbkarte.

+ Ausstattungspaket Primus™ Professional:

- Lichtturbineneinrichtung mit MULTIflex Kupplung 465 LED
- 2x INTRA LUX Motor KL703
- PiezoLED Ultraschallscaler
- Dreifunktionshandstück Assistenz und Arztelement
- Behandlungsleuchte KaVoLUX 540 LED inkl. Aufbaustange
- Memospeed-Anzeige

AKTIONSPAKET

- 1 x Primus™ 1058 Life Grundausrüstung
- 1 x Ausstattungspaket Primus™ Professional

Hersteller-Listenpreis 45.417,-



Paketpreis **32.990,-**

Aktionen gelten nur für Deutschland



Thermodesinfektor PG 8581

Unterbau/Standgerät mit Deckel, weiß, Leistung: z. B. 44 Übertragungsinstrumente oder Absauger in Kombination mit Modul A 315 sowie weiteres Spülgut.

- Hohe Kapazität und Flexibilität dank 2 Spülebenen.
- Mehr Hygiene und Sicherheit durch innovatives Spülsystem und hochentwickelter Sensorik.
- Trocknungsfunktion EcoDry.
- Zwei integrierte Dosierpumpen zur Dosierung von Prozesschemikalien.
- Inklusive Ethernet-/WLAN Modul zur Vernetzung mit digitalen Produkten,
Neu: Ab jetzt Miele MOVE ready!
- Außenmaße (B x H x T) 600 x 835 (820) x 600 mm.

123554

Desinfektor inklusive Kommunikationsmodul XKM 3200 LMD

Hersteller-Listenpreis 8.381,-

Miele

Aktionspreis

7.269,-

acteon

C50 Intraoralkamera

Die C50 verbindet die HD-Qualität mit dem Diagnostik-Know-How von ACTEON. Die Kamera verfügt über eine fortschrittliche Optik mit Autofokus, HD-Bildsensor, intelligentem Menü und optimaler innovativer Erkennungshilfe. Dank „Plug-and-Play“ Technologie benötigt die C50 keine Dockingstation, wird über USB3 angeschlossen und ist sofort einsatzbereit.

217367

Handstück C50® mit SoproTouch für Freezefunktion, USB3 Kabel, Handstückhalter, 4 SOPROTIPS, 20 Schutzhüllen, AIS-Bildbearbeitungssoftware

Hersteller-Listenpreis 4.463,-

Aktionspreis

3.690,-



SciCan BRAVO G4

- Sterile und trockene Instrumente in nur 33 Minuten – bereit, wenn sie benötigt werden.
- Drei Kammergrößen (17, 22 und 28 Liter) bieten genügend Kapazität, für die Anforderungen von Praxen jeder Größe.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

210350

Sterilisator 28 EU, 220-240 V, 50 Hz inklusive 6 Instrumententrays, Anschlusswinkelstück, Trayhalter, Imbusschlüssel (für manuelle Türriegelung), grauer Kunststoffschlauch für den Direktablass mit Befestigungsklammer und Dichtung, Schmiermittel für den Türverriegelungsmechanismus, Abstandhalter für Rückseite des Geräts, Griff für Trayennahme, USB-Stick mit Benutzerhandbuch, zusätzlicher bakteriologischer Filter, Flasche mit Silikon-Schlauch und Schnellverschlusskupplung für die manuelle Wasserbefüllung, Silikonschlauch mit Schnellverschlusskupplung für manuellen Wasserablass, Wasserbefülltrichter

Hersteller-Listenpreis 7.178,12

COLTENE

Aktionspreis

4.990,-



Miele / Acteon / Coltene

altmann dental GmbH & Co. KG
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura-dent
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER
Oldenburger Dental - Depot seit 1927
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

GERL.
DENTAL

KERN

C. Klöss Dental
Einrichtung · Material · Planung · Service
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS
Erfahrung macht den Unterschied.

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Vertriebsstruktur“.



www.dental-union.de

smartsonic med 60

- 37 kHz Ultraschallfrequenz (Regelbereich -2,5/+5,5 kHz).
- 5 Ultraschallmodi zur bedarfsgerechten Schallfeldverteilung im Ultraschallbad.
- Anwendungen im Labor-Bereich.
- 4 Speicherplätze für Reinigungsprogramme, per Schnellwahl abrufbar.
- Autostart-Funktion zum temperaturgesteuerten Start der Reinigung.

212245



Ultraschallgerät inklusive Deckel, Abtropfschale, Netzkabel 2 Meter mit Kaltgeräteanschluss, Bedienungsanleitung, Schlauchanschlussstülle

Hersteller-
Listenpreis 999,-

**OMNI
DENT®**
We care. You smile.

Aktionspreis

899,-



Geräte Zubehör
finden Sie unter <https://www.smartdent.com/katalog/praxis/praxisgeraete/>




Aktionspreis

549,-

smartsonic med 30

- 37 kHz Ultraschallfrequenz (Regelbereich -2,5/+5,5 kHz).
- 5 Ultraschallmodi zur bedarfsgerechten Schallfeldverteilung im Ultraschallbad.
- Anwendungen im Labor-Bereich.
- 4 Speicherplätze für Reinigungsprogramme, per Schnellwahl abrufbar.
- Autostart-Funktion zum temperaturgesteuerten Start der Reinigung.

212244




Ultraschallgerät inklusive Deckel, Abtropfschale, Netzkabel 2 Meter mit Kaltgeräteanschluss, Bedienungsanleitung

Hersteller-
Listenpreis 599,-

smartSonic MED clean EC 10

smartSonic MED clean EC 10 ist ein flüssiges, alkalisches Universalreinigungskonzentrat zur gründlichen Ultraschall- und Tauchreinigung von alkalibeständigen Reinigungsgütern und Medizinprodukten wie z.B. Labor-, medizinische, zahnärztliche und zahntechnische Instrumente, Kronen, Abdrucklöffel u.a. aus Edelstahl, Stahl, Keramik, Glas, Kunststoff und Gummi. smartSonic MED clean EC 10 entfernt Blut, Speichel, Proteine, Gewebe- und Knochenreste sowie Fette, Öle, Schleif- und Polierpasten. Nicht geeignet für Aluminium, Zink bzw. Leichtmetall-Legierungen sowie alkaliempfindliche und spannungsrissegefährdete Kunststoffe wie z.B. ABS und PC. Dosierung: 5%, bei starker Verschmutzung bis zu 10%, T = 50-80°C (frisches Blut & Protein: T < 42°C), 4-10 min im Ultraschall. Gereinigte Teile unter fließend Wasser abspülen.

212256



Kanister 5 Liter

Aktionspreis

69,90



smartSonic MED clean EC 35

smartSonic MED clean EC 35 ist ein flüssiges, schwach saures Reinigungskonzentrat zur täglichen Ultraschallreinigung von Zahnprothesen aus Metall, Keramik und Kunststoff. Organische Verunreinigungen und Ablagerungen sowie Essensreste werden unter Ultraschalleinwirkung entfernt. Der bei der Reinigung freiwerdende Aktivsauerstoff frischt die Prothese hygienisch auf. Dosierung: 2% in Wasser. Anwendung im Ultraschall: 3 min. Reinigungslösung täglich frisch ansetzen. Nach der Reinigung die Prothese gründlich mit Wasser abspülen. Verpackung nur restleert in das Rücknahmesystem für Leichtverpackungen geben.

212257



Kanister 5 Liter

Aktionspreis

59,90



SmartLite® Pro

SmartLite® Pro - Leistung in ihrer schönsten Form: Die einzigartige modulare Polymerisationslampe kombiniert eine unübertroffene Durchhärtequalität mit innovativer Funktionalität und hochmodernem Design!

- Polymerisationsaufsatz: Lichthärtung von Adhäsiven, Kompositen und Befestigungszementen.
- Transilluminationsaufsatz: Diagnostisches Hilfsmittel zur Erkennung approximaler Karies und frakturierter Zähne sowie zur Ausleuchtung endodontischer Zugangskavitäten.
- Zweiter Akku - Wechsel mit einem Klick für ständige Verfügbarkeit.

Aktionspreis

1.480,-

203581



Einführungspackung SmartLite® Pro

- 1 x Handstück,
- 1 x Polymerisationsaufsatz,
- 1 x Transilluminationsaufsatz,
- 2 x Akkus,
- 1 x Ladestation,
- 3 x Lichtschuttschild,
- 1 x Netzteil mit USB-Ladekabel,
- 100 x Schutzhüllen,
- 1 x Aushärtungsübersicht

Hersteller-

Listenpreis 1.622,27



SmartLite® Pro EndoActivator™

Das modulare System SmartLite® Pro unterstützt eine Vielzahl von klinischen Verfahren. Mit dem EndoActivator™ Aufsatz wird das Einsatzspektrum der SmartLite® Pro erweitert. Aktivierung der Spüllösung für effiziente Keimreduktion im Wurzelkanal während endodontischer Behandlungen.

217794



Nachfüllpackung

- 1 x EndoActivator Aufsatz,
- 100 x Schutzhüllen,
- 75 Tips (25 x Klein, 25 x Mittel, 25 x Mittel Lang)

Hersteller-

Listenpreis 455,74

Ideale Ergänzung



Aktionspreis

415,-

Aktionspreis

2.195,-

Gutta-Smart™

Gutta-Smart™ ist ein kabelloses Obturationssystem für die warme vertikale Obturation. Das System enthält je ein Handstück für Down-pack (Pack) und Backfill (Flow) Techniken zur Obturation des Wurzelkanalsystems. Es bietet eine komplette Lösung für die warme vertikale Obturation. Die kabellosen Handstücke sind mit leistungsstarken Akkus ausgerüstet, deren Ladung für einen Tag ausreichen.

204909



Obturationssystem Kit

- 1 x Flow-Handstück,
- 1 x Pack-Handstück,
- 1 x Basisstation,
- 1 x Gutta-Smart™ Conform Fit™ Guttapercha Kartuschen 20G (1 Blister mit 10 Kartuschen),
- 1 x Gutta-Smart™ Conform Fit™ Guttapercha Kartuschen 23G (1 Blister mit 10 Kartuschen),
- 3 x elektrische Hitzepluggen (klein, mittel, groß),
- 1 x Gutta-Smart™ Flow-Heizelement,
- 1 x Kanülenbiegewerkzeug, 1 x Netzwerkadapter,
- 4 x Steckeradapter (Typ A/C/G/I), 2 x Verschlusskappe (je 1 x für Pack- und Flow-Handstück)

Hersteller-

Listenpreis 2.395,40





Aktionspreis
2.650,-

X-Smart® Pro+

221705

X-Smart® Pro+ Kit inkl. RECIPROC blue, Motor mit Mini-Winkelstück, Zubehör Box (Ladegerät mit Universal-Netzadapter) Lippen Clip, Feilen Clip, Y-Verbindungskabel, 24 x RECIPROC blue Instrumente (25 mm), steril, 12 x R25, 6 x R40, 6 x R50, 180 x RECIPROC blue Papierspitzen, sortiert, steril, 90 x R25, 60 x R40, 30 x R50, 60 x RECIPROC blue Guttapercha-Stifte, sortiert, steril, 36 x R25, 12 x R40, 12 x R50, 1 x Endo Übungszahn, trepaniert, 1 x AH Plus Jet Mixing Spritze 15g, 20 x Mischkanülen, 20 x Intra Oral Tips, 1 x Mischblock, 1 x Bildgebrauchsanleitung, 1 x Organisationsablage

Hersteller-
Listenpreis 2.900,-

Sie sparen
17%
gegenüber
Einzelkauf

220834

X-Smart® Pro+ WaveOne Gold Treatment Solution Kit inkl. 1 x AH Plus Jet Starter Kit

Hersteller-
Listenpreis 2.900,-

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

Kits auch mit ProTaper Ultimate und TruNatomy erhältlich.



Aktionspreis
2.650,-

218397

X-Smart® Pro+ Endo-Motor mit neuer patentierter sensorloser Motorsteuerung, integriertem Apex Locator, Mini-Winkelstück mit integrierter LED, 360° einstellbare Position, Edelstahl Handstückhülse, magnetischer Handstück Halter, Zubehör Box (Ladegerät mit Universal-Netzadapter), Lippen Clip, Feilen Clip, Y-Verbindungskabel

Hersteller-
Listenpreis 2.842,-



Aktionspreis
2.595,-



VALO™ X

- Hochwertiges Aluminium aus der Luft- und Raumfahrt.
- 12,5 mm Linse, guter Zugang zu allen Zähnen.
- Aktivierung per Tastendruck oder durch Handbewegung. Kabelgebundene oder -lose Verwendung.

216535

Kit VALO™ X LED-Polymerisationsleuchte inklusive 2 wiederaufladbare Batterien, Ladegerät, Netzteil (für Batterieaufladung oder Kabeladapter), 5 Linsen, Kabeladapter, Handstückhalter, Lichtschild, 15 Schutzhüllen

Hersteller-
Listenpreis 1.999,-

Aktionspreis
1.599,-

VALO™ GRAND

Vereinigt alle Vorteile der VALO™ Polymerisationsleuchten mit einer 50 % größeren Linse (12 mm Durchmesser). Zweite Bedientaste an der Geräte-Unterseite für intuitives, bequemes Handling.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

132710

VALO™ Grand Cordless LED-Polymerisationsleuchte Cordless Black, 4 aufladbare Batterien, 1 Batterieladegerät, 1 Netzgerät für das Ladegerät, 1 Light Shield, 1 Handstückhalter, 15 Hygieneschutzhüllen

Hersteller-
Listenpreis 1.599,-

Aktionspreis
1.299,-



RÜCKGABE-AKTION

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines Altgeräts erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von

200€

RÜCKGABE-AKTION

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines Altgeräts erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von

200€



Careclave 618

Die Revolution der Instrumenten-Aufbereitung: Reinigung, Desinfektion, Pflege und Sterilisation in nur einem Gerät

- Reinigung, Desinfektion, Pflege und Sterilisation in nur einem Gerät
- Aufbereitung und ggfs. Pflege von bis zu 8 Übertragungsinstrumenten, ZEG-Spitzen und Prophylaxe-Handstücken (jetzt auch von EMS AIR-FLOW Prophylaxis Master) in den Careboxen
- Dokumentierte Spannzangenpflege mit ADDcare direkt am Gerät
- Sterilisation von bis zu 11 kg in Rekordzeit
- Extragroßes Smart-Touch Display mit integrierter Freigabesoftware
- Dokumentation per USB-Stick und Netzwerk
- Die weltweit einzigartige 4-in-1 Lösung spart somit erheblich Zeit, Geld und Platz im Aufbereitungsraum.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

210561



Instrumenten Aufbereitung inklusive USB-Stick, Hitzeschutzhandschuh und seitlicher Gerätehalterung für Carebox

Hersteller-Listenpreis 15.553,-

AKTIONSPAKET

- 1 x Careclave 618
- 1 x Carebox blue
- 1 x Halterung universal (kurz)
- 6 x Tablett für Halterung Universal (kurz)
- 2 x Tablett für 40-B+ schmal
- 1 x MELAcontrol Standard Set
- 1 x MELAdem 53
- 8 x Adapter nach Wahl

Hersteller-Listenpreis 20.905,-

Paketpreis
14.290,-



MELAG
competence in hygiene

Vacuclave 318

Der MELAG Preis-Leistungs-Sieger: Mehr Leistungsstärke, herausragende Trocknungsergebnisse und lückenlose Rückverfolgbarkeit – Die neuen Prime Line Autoklaven überzeugen auf ganzer Linie:

- Einzigartige MELAG Qualität – made in Germany
- Heavy Duty Programm für bis zu 7 kg Beladung
- DRYtelligence für optimale Ergebnisse und bis zu 80% kürzere Trocknungszeiten
- Smart-Touch-Display mit LED-Statusanzeige
- Chargenfreigabe und Benutzerauthentifizierung direkt am Display
- Datenprotokollierung über USB oder Netzwerk
- Stand-alone Konzept mit integrierten Wassertanks und hocheffizienter Luftkühlung
- EasyCare Routinekonzept und Power Save Energiesparmodus für anwender- und umweltfreundliche Sterilisationsprozesse

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

217862



Vacuclave 318 inkl. USB-Stick

Hersteller-Listenpreis 7.273,-

AKTIONSPAKET

- 1 x Vacuclave 318
- 1 x Halterung A Plus kurz
- 5 x Tablett f.30-B/31-B/40-B/41-B,29-S/29V-S/Typ 28-30
- 1 x MELAcontrol Standard Set

Hersteller-Listenpreis 8.104,-

Paketpreis
6.459,-



MELaseal® 300

Maximale Effizienz auf kleinstem Raum: Das kompakteste Durchlaufsigelgerät seiner Klasse verpackt besonders viele Instrumente in kürzester Zeit - und das ohne Pausen! Dabei überzeugt das neue MELaseal® 300 mit smarten Produkt-Highlights: Denn ein intuitives Smart-Touch-Bedienkonzept, ein intelligenter Einrichtungsassistent für die Selbstaufstellung, integrierte USB- und Netzwerkschnittstellen, eine Reminder-Funktion für die Routine-Prüfungen sowie ein Energiesparmodus machen den Siegelvorgang magisch einfach und zeitsparend.

221003



Durchlaufsigelgerät inklusive USB-Stick

Hersteller-Listenpreis 2.490,-

Aktionspreis
2.090,-

MELatherm® 10 Evolution

Die neue Evolution-Serie überzeugt durch maximale Leistung und Komfort:

- Großes Smart-Touch Display mit hilfreichen Video-Tutorials.
- AquaBoost Technologie für 44 % bessere Reinigung und bis zu 23 Übertragungsinstrumente.
- Aktive Trocknung zum Schutz vor Korrosion und Beschädigung der Instrumente.
- ProControl zur Chargen-Freigabe am Gerät.
- Dokumentation per CF-Card und Netzwerk.
- Aufnahme der Prozessmedien und des Dosiermoduls im Gerät.
- Remote Monitoring mit der kostenlosen MELAconnect App.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

203727



Thermodesinfektor DTA 400 V inklusive CF-Card, Metherm

Hersteller-Listenpreis 12.299,-

AKTIONSPAKET

- 1 x MELatherm® 10 Evolution DTA Thermodesinfektor
- 1 x Metherm® C Starterset

Hersteller-Listenpreis 12.494,-

AKTIONSPAKET

Zubehöropaket light

- 1 x Basiskorb mit Injektorschiene und Cleanfinity Filter
- 1 x Kartenlesegerät für MELAflash CF-Card
- 1 x Flexkorb 2
- 1 x MELAstore-Tray 100 275x176x32mm
- 1 x Einsatzgestell für Gelenkinstrumente und Abdrucklöffel
- 1 x Kleinteile-Behälter
- 1 x Instrumentenkorb für stehende Instrumente
- 1 x Einsatzgestell Universal Flex 2

Hersteller-Listenpreis 2.549,-

Paketpreis
10.849,-

Paketpreis
2.129,-



Wollwichtelentwickler

(seit ca. 56 Minuten)



Alles über easyScan und wie Ihr Praxisalltag für Sie jetzt noch einfacher wird finden Sie hier:

www.easyscan.de

Nichts ist wertvoller als Ihre Zeit! Deshalb haben wir mit easyScan Ihren Praxisalltag einfacher gemacht. easyScan ist die Lösung für Ihr Bestell- und Lagermanagement. Egal ob Nachbestellungen, Archivierung, Bestellhistorie oder Bestandskontrolle: mit easyScan erledigen Sie lästige und zeitraubende Vorgänge im Handumdrehen. Dadurch bleibt eine Menge Zeit für Sie übrig, die Sie dann für wichtigere Dinge nutzen können. Selbstverständlich auch für unwichtigere ... Und was machen Sie mit Ihrer gewonnen Zeit?

Lisa Plus ioD 17

Wasserdampfsterilisator Typ B mit Lisa Plus ioD 17-Anbindung für eine vernetzte und intelligente Wiederaufbereitung.

212396 Wasserdampfsterilisator Hersteller-Listenpreis 10.436,-	21457 Multidem C27 Hersteller-Listenpreis 502,-
---	--

AKTIONSPAKET

1 x Lisa Plus ioD 17 1 x Multidem C27 Hersteller-Listenpreis	10.938,-
--	----------



Assistina TWIN

Die Assistina TWIN ist das erste automatische Ölpflegegerät, dessen Pflegeprozess nur 10 Sekunden pro Instrument in Anspruch nimmt.

- Geringe Wartezeiten durch Zwei-Kammernsystem.
- Assistina TWIN Care Set ausreichend zur Aufbereitung von bis zu 2.800 Instrumenten.

216631 Assistina TWIN inklusive TWIN Care Set Hersteller-Listenpreis	3.434,-
---	---------

Aktionspreis **2.449,-**



Paketpreis **7.299,-**

neu:
Im Lieferumfang jetzt enthalten je 1x Quick RM und ISO Adapter

3M™ CapMix™

3M™ CapMix™ ist ein praktisches Gerät zum Mischen für alle Kapselprodukte von Solventum.

23848

Anmischgerät

Hersteller-
Listenpreis 674,16



Aktionspreis
449,90

Aktionspreis
895,90



3M™ Pentamix™ 3

Auf Knopfdruck liefert das 3M™ Pentamix Automatisches Mischgerät eine völlig homogene und blasenfreie Mischung für absolut akkurate Abformungen und perfekt sitzende Restaurationen, jederzeit.

89278

Mischgerät 230 V

Hersteller-
Listenpreis 1.344,61

solventum
3M Health Care ist jetzt Solventum.



3M™ Elipar™ Deep Cure S / L

Die beiden Elipar™ DeepCure-LED Polymerisationslampen von Solventum vereinen hohe Leistung, Zuverlässigkeit, Design und einfache intuitive Bedienung auf einzigartige Weise.

118543

Cure-L aus Kunststoff

Hersteller-
Listenpreis 860,64

118542

Cure-S aus Edelstahl

Hersteller-
Listenpreis 1.643,04

3M™ Pentamix™ Lite

Dank seines einzigartigen Schwenkmechanismus präsentiert sich das 3M™ Pentamix™ Lite Automatische Mischgerät als kleines Raumwunder: In der aufrechten Standby-Position macht es sich besonders schlank und kann platzsparend verstaut werden.

112103

Mischgerät inklusive
leere Kartusche,
Gebrauchsanweisung

Hersteller-
Listenpreis 724,30



Aktionspreis
482,90

3M™ RotoMix™ Rotationsmischgerät für Kapseln

Das 3M™ RotoMix™ Rotationsmischgerät bringt durch Rotationsmischprinzip eine komplett homogene Mischung aus.

- Praktisch blasenfreie und leichte Ausbringung des Materials durch Zentrifugenbewegung.
- Frei programmierbare Mischzeit und direkt anwählbare Festzeiten (8 und 10 Sek.).

84787

Mischgerät 230 V

Hersteller-
Listenpreis 1.054,07



Aktionspreis
702,90