

ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



KAVO

Dental Excellence

MASTER Serie

Keramikkugellager, Glasstablichtleiter 25.000 Lux, 24 Monate Garantie, Plasmatec-Beschichtung.

5 MASTER/EXPERT Instrumente

Beim Kauf eines Instrumentenpaketes, bestehend aus fünf Instrumenten* nach Wahl erhalten Sie einen Preisnachlass in Höhe des günstigsten Instruments im gewählten Paket.

* MASTERmatic Hand-Winkelstücke, MASTERtorque Turbinen und RONDOflex TM plus, EXPERTmatic Hand-Winkelstücke, EXPERTtorque Turbinen und PROPHYflex 4 Box, SONICflex 2003 L Set, 2008 L Set, Chirurgie Hand- und Winkelstücke

Neues Vorteilspaket

DUO Pack MASTER/EXPERT-Serie

DUO PACK

Kaufen Sie ein DUO Pack mit zwei gleichen Instrumenten aus der MASTER- und/ oder EXPERT-Serie* und erhalten Sie 150€ Paketvorteil.

Hinweis: Es handelt sich um eine sortenreine Aktion in einer Box mit jeweils eigener Bestell-Nummer für E10 C, E20 L, E25 L, E680 L, E15 L, M25 L, M9000 L.

Neue DUO Packs

DUO Pack und Vorteilspakete sind nicht miteinander und mit anderen Aktionen kombinierbar

MASTERtorque LUX M9000

108246
Turbine L, silber

Hersteller-
Listenpreis 1.891,-

215218
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis 3.782,-

Aktionspreis
988,-

Aktionspreis
inkl. Paketvorteil
1.826,-

DUO PACK



MASTERmatic LUX M25 L

Schnellläufer – kleiner Kopf, großer Unterschied.

- Übertragung 1:5 (bis zu 200.000 U/min).
- Enorme Laufruhe durch Triple-Gear-Technology.
- Beste Sicht durch patentierte Kniewinkelkombination.
- Mehr Sicherheit durch austauschbaren Mikrosprayfilter.

118663
Winkelstück

Hersteller-
Listenpreis 2.136,-

215213
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis 4.272,-

Aktionspreis
1.033,-

Aktionspreis
inkl. Paketvorteil
1.916,-

DUO PACK



MASTERmatic LUX M07 L

Maximale Behandlungsflexibilität

- Untersetzung 2,7:1
- Kariesexkavation und Prophylaxeanwendungen.
- Austauschbarer Mikrosprayfilter.
- Kompatibel mit allen INTRA-Köpfen.

118660
Winkelstück

Hersteller-
Listenpreis 1.094,-

Aktionspreis
560,-



MASTERmatic LUX M20 L

Der Praxisstandard für Kariesexkavation.

- Übertragung 1:1
- Austauschbarer Mikrosprayfilter.
- Kompatibel mit allen INTRA-Köpfen.

118662
Winkelstück

Hersteller-
Listenpreis 939,-

Aktionspreis
480,-



MASTERmatic LUX M10 L

Für Handstück – und Winkelstückbohrer

- Übertragung 1:1 (bis zu 40.000 U/min.).
- Auch für leichte extraorale Techniken geeignet.

118661
Handstück

Hersteller-
Listenpreis 1.374,-

Aktionspreis
703,-



L67 INTRA / L68 INTRA

Für Winkelstückbohrer 2,35 mm.

103990
L67 INTRA Kopf 2:1 (grün),
Max. Drehzahlzahl
20.000 U/min.

103989
L68 INTRA Kopf 1:1 (blau),
Max. Drehzahlzahl
40.000 U/min.

Hersteller-
Listenpreis 496,-

Aktionspreis
259,-



* MASTER/EXPERT Winkelstücke, Handstücke und Turbinen, SONICflex quick Sets 2008 L/LS, SONICflex 2003 L Set, Chirurgie Instrumente, PROPHYflex 4 Box und RONDOflex plus. Die Aktionen sind nicht kombinierbar.

EXPERT Serie



Hohe Effizienz durch: Edelstahlkopf / Verstärktes Spannzangen-system / Glasstablichtleiter 25.000 Lux / 24 Monate Garantie / innengeführte getrennte Kühlmedien

5 MASTER/EXPERT Instrumente

Beim Kauf eines Instrumentenpaketes, bestehend aus fünf Instrumenten* nach Wahl erhalten Sie einen Preisnachlass in Höhe des günstigsten Instruments im gewählten Paket.

* MASTERmatic Hand-Winkelstücke, MASTERtorque Turbinen und RONDOflex TM plus, EXPERTmatic Hand-Winkelstücke, EXPERTtorque Turbinen und PROPHYflex 4 Box, SONICflex 2003 L Set, 2008 L Set, Chirurgie Hand- und Winkelstücke

Neues Vorteilspaket

DUO Pack MASTER/EXPERT-Serie



Kaufen Sie ein DUO Pack mit zwei gleichen Instrumenten aus der MASTER- und/ oder EXPERT-Serie* und erhalten Sie 150€ Paketvorteil.

Hinweis: Es handelt sich um eine sortenreine Aktion in einer Box mit jeweils eigener Bestell-Nummer für E10 C, E20 L, E25 L, E680 L, E15 L, M25 L, M9000 L.

Neue DUO Packs

DUO Pack und Vorteilspakete sind nicht miteinander und mit anderen Aktionen kombinierbar

EXPERTtorque LUX

E680 L

20753
Turbine L

Hersteller-
Listenpreis 1.418,-

215214
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis 2.836,-



EXPERTmatic LUX E25 L

- Schnellläuferwinkelstück 1:5 (rot)
- Maximaldrehzahl 200.000 U/min.
- Keramik Kugellager.
- Für Bohrschaft Ø 1,6 mm.
- Die neue KaVo CoolHead Technologie verhindert aktiv die übermäßige Erwärmung des Kopfes bei unbeabsichtigter Betätigung des Druckknopfes.

20755
Winkelstück

Hersteller-
Listenpreis 1.569,-

215215
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis 3.318,-



EXPERTmatic

E10 C

- Handstück 1:1 (blau)
- Drehzahlbereich (max.) 40.000 U/min.
- Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

20762
Handstück

Hersteller-
Listenpreis 728,-



219689
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis 1.456,-

EXPERTmatic LUX E20 L

- Winkelstück 1:1 (blau)
- Drehzahlbereich (max.) 40.000 U/min.
- Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

20761
Winkelstück

Hersteller-
Listenpreis 1.144,-

215216
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis 2.288,-



EXPERTmatic LUX E15 L

- Winkelstück 5,4:1 (grün)
- Drehzahlbereich (max.) 7.400 U/min.
- Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

20756
Winkelstück

Hersteller-
Listenpreis 1.276,-

215217
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis 2.552,-



Aktionspreis

710,-

Aktionspreis inkl. Paketvorteil

1.270,-



Aktionspreis

759,-

Aktionspreis inkl. Paketvorteil

1.368,-



Aktionspreis

372,-

Aktionspreis inkl. Paketvorteil

594,-



* MASTER/EXPERT Winkelstücke, Handstücke und Turbinen, SONICflex quick Sets 2008 L/LS, SONICflex 2003 L Set, Chirurgie Instrumente, PROPHYflex 4 Box und RONDOflex plus. Die Aktionen sind nicht kombinierbar.

altmann dental GmbH & Co. KG
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura·dent
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER
Oldenburger Dental - Depot seit 1927
Tel: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

GERL.
DENTAL

KERN

C. Klöss Dental
Einrichtung · Material · Planung · Service
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS
Erfahrung macht den Unterschied.

rheinland dental
Full-Service-Center

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Vertriebsstruktur“.



www.dental-union.de

KaVo SONICflex System



Vorteilspaket

Paketpreis

1.397,-

Aktion kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden

VOORTEILSPAKET

Das Air-Scaler Multitalent für Ihre Praxis:
1 x Set SONICflex 2003 L
inkl. 3 SONICflex Scalerspitzen
(je 1x Nr. 5 / 6 und 7)*
5 x zusätzliche Instrumentenspitzen
nach Wahl z. B. 5 Paro Spitzen 60-62

Hersteller-Listenpreis 3.025,-



VOORTEILSPAKET

Das Air-Scaler Multitalent für Ihre Praxis:
1 x Set SONICflex 2008 L **oder** 2008 LS
inkl. 3 SONICflex Scalerspitzen
(je 1x Nr.5A / 6A und 7A)*
5 x zusätzliche Instrumentenspitzen
nach Wahl z. B. 5 Paro Spitzen 60A-62A

Hersteller-Listenpreis 3.025,-

jetzt mit
**Power
Kanüle**

KaVo Prophy Box PROPHYflex 4

Das universale Pulverstrahlgerät für supra- und subgingivale Anwendungen mit perfekter Ergonomie, 2 unterschiedlichen Griffhülsen, einem fokussierten Pulverstrahl, einstellbaren Reinigungsstufen und passendem Zubehör. Thermodesinfizierbar und sterilisierbar. Auch für Sirona-Anschluss erhältlich.

- 201732** Wave
- 201736** Lime
- 201737** Flamingo

1 KaVo PROPHYflex 4 Handstück,
80 Sticks PROPHYpearls neutral,
80 Sticks PROPHYpearls Selection

Hersteller-
Listenpreis 1.473,-



Aktionspreis

983,-



DIAGNOcam Vision Full HD

Dreifache Diagnostik auf einen Klick

Das einzige Full HD Aufnahmegerät, das drei klinisch relevante Bilder in weniger als einer Sekunde erstellt.

Intraoral-, Transilluminations- und Fluoreszenz-Aufnahmen zur verlässlichen Kariesfrüherkennung vereint in einem Gerät: Die KaVo DIAGNOcam Vision Full HD liefert Ihnen drei klinisch relevante Full HD Aufnahmen – jederzeit scharf und in weniger als einer Sekunde.

212275

Aktionspaket bestehend aus:
DIAGNOcam Vision Full HD Stand-Alone,
Fußsteuerung Vision Full HD mit neuer
DIAGNOcam Vision Software zum
kostenlosen Herunterladen

Hersteller-
Listenpreis 6.131,-

Aktionspreis

5.359,-



Paketpreis

1.729,-

AKTIONSPAKET

1 x QUATROcare PLUS 2124A
6 x QUATROcare plus Spray
2140 Dose 500 ml

Hersteller-Listenpreis 3.077,-



QUATROcare PLUS

Optimale Pflege für langfristige Werterhaltung Ihrer Instrumente, Turbinen und Spannzangen.

- Einfaches, komfortables Handling.
- Günstiger Anschaffungspreis, geringe Kosten für Verbrauchsmaterial (QUATROcare-Spray).
- Sichert Werterhaltung und Lebensdauer.

21924

QUATROcare PLUS Pflegegerät anthrazit inklusive 3 INTRAMatic Pflegekupplungen, MULTIflex Pflegekupplung, Dose QUATROcare plus Spray

Hersteller-
Listenpreis 2.795,-

24792

QUATROcare® plus Spray,
Dose 500 ml

45,17



K-ERGOgrip/K-Control TLC

Leistungsstarker Laborantrieb mit Komfortlösung in ergonomischer Form und Leichtigkeit.

- Durchzugsstark: Drehmoment 7 Ncm.
- Für alle gängigen Materialien (bis 50.000 U/min.).
- Spannzangensystem mit 40 % höherer Haltekraft.
- Einfacher Kugellagerwechsel.
- Verschiedene Griffhülsen mit Softgrip.
- Für Rechts- und Linkshänder.

59698 Knie-Steuerung

59709 Fuß-Steuerung

59713 Tisch-Steuerung

K-ERGOgrip/K-Control TLC Anlage

Hersteller-
Listenpreis 2.826,-

Aktionspreis

1.659,-



K-POWERgrip/K-Control TLC

Leistungsstarker und vibrationsarmer Laborantrieb mit minimalem Laufgeräusch.

- 7 Ncm Drehmoment / bis 50.000 U/min.
- Für alle gängigen Materialien geeignet.
- Einfacher Kugellagerwechsel.
- Reduzierte Oberflächentemperatur.
- Linkslauf bis 5.000 U/min.

103528 Knie-Steuerung

103530 Fuß-Steuerung

103529 Tisch-Steuerung

K-POWERgrip/K-Control TLC Anlage

Hersteller-
Listenpreis 2.684,-

Aktionspreis

1.659,-



K5 plus/K-Control TLC

Leichter und kurzer Laborantrieb.

- Bis 35.000 U/min.
- Einwellensystem mit nur 2 Kugellager / einfach zu wechseln.
- Reduzierte Oberflächentemperatur.
- Linkslauf bis 5.000 U/min.

103532 Knie-Steuerung

103533 Fuß-Steuerung

103531 Tisch-Steuerung

K5 plus/K-Control TLC Anlage

Hersteller-
Listenpreis 2.075,-

Aktionspreis

1.289,-



Knie-Steuerung



Fuß-Steuerung



Tisch-Steuerung

Multifunktionssteuergeräte für alle hier aufgeführten Laborantriebe mit Digitalanzeige und Funktionsanalyse.

Handstücke zum Aktionspreis

Kaufen Sie nur ein neues Handstück und nutzen Sie Ihr bestehendes Steuergerät weiter.

59895
K-ERGOgrip
Handstück 4944

Hersteller-
Listenpreis 1.869,-

18208
K-POWERgrip
Handstück 4941

Hersteller-
Listenpreis 1.644,-

18506
K5 plus
Handstück 4911

Hersteller-
Listenpreis 1.329,-

Aktuelle Handstücke kompatibel mit K-Control TLC - und älteren K-Control - (4960, 4965, 4970) Steuergeräten

Aktionspreis

1.017,-

Aktionspreis

937,-

Aktionspreis

789,-

Paketpreis

4.290,-



MULTiflex LUX Kupplung 465

- Mit 4-Loch LUX-Anschluss bzw. 4-Loch LED-Kupplung.
- Drehring-Sprayregulierung mit Raststellungen.
- Rückschlagventil für Spraywasser.

58829
Kupplung 465 LRN

Hersteller-
Listenpreis 563,-

92306
Kupplung 465 LED

Hersteller-
Listenpreis 631,-

Aktionspreis ab

288,-



RONDOflex™ plus 360

Air-Abrasion-Gerät für alle Indikationen. Das Air-Abrasions-Gerät mit zusätzlicher Wasserzufuhr und reduzierter Pulverbelastung.

42272

Abrasionsgerät inklusive 2 Pulverbehälter, Reinigungsbohrer, Düsenadel, Pulver, Kanüle, Schlüssel

Hersteller-
Listenpreis 2.206,-

17717 27 µm

17716 50 µm

Flasche 1.000 g Pulver

47,90

214101
Adapter für Kanüle

211,-

214100
Verschluss

199,-

214409
Schutzbrille

17,90

Paketpreis

1.399,-

AKTIONSPAKET*

- 1 x RONDOflex plus 360 Abrasionsgerät inklusive Zubehör
- 1 x RONDOflex Abrasions-Pulver 50 my Flasche 1000 g
- 1 x RONDOflex Abrasions-Pulver 27 my Flasche 1000 g
- 1 x RONDOflex Kanüle Reinigungsadapter
- 1 x RONDOflex Reinigungsverschluß
- 2 x RONDOflex Schutzbrillen

Hersteller-Listenpreis 2.630,-

* Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.



RONDOflex™ plus 360
KLINISCHE FALLSTUDIE



MASTERSurg LUX

Perfekte Sicht durch Touch-Farbdisplay mit großem Blickwinkel.

- Maximaler Komfort durch Funk-Fußanlasser.
- SD Card-Dokumentation und Echtzeit-Drehmomentgrafik.
- 10 Programme mit bis zu 10 frei programmierbaren Schritten.
- Superleichter und kleiner Chirurgiemotor mit 80 Ncm.
- Höchste Präzision durch Auto-Kalibrierung.

116310

Set: Chirurgie-Motor INTRA LUX S600 LED, kabelloser Multifunktionsfußanlasser, Autoklavierbare Motorleitung für S600 LED, Starter Schlauchset (5 Stück), Motor- und Instrumentenhalter, Aufhängung für Kühlmittel, integrierte Schlauchpumpe und Stromversorgung

Hersteller-
Listenpreis 5.729,-

AKTIONSPAKET

- 1 x MASTERSurg LUX Set
- 1 x SURGmatic Winkelstück S201 XL Pro

Hersteller-Listenpreis 7.557,-

