

# ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!




## KaVo SONICflex System

Paketpreis ab

**1.398,-**

20 SONICflex Spitzen und SONICflex Handstück\* im Paket



Neues Aktionspaket!

\*SONICflex 2003L/2008L/LS

## AKTIONSPAKET

20 x SONICflex Spitzen nach Wahl  
z. B. Scaler Spitzen 5 – 8 **oder**  
Paro Spitzen 60 – 62  
1 x SONICflex 2003 L Handstück  
Art.-Nr. 33980



Hersteller-Listenpreis 4.642,-

## AKTIONSPAKET

20 x SONICflex Spitzen nach Wahl  
z. B. Scaler Spitzen 5A – 8A **oder**  
Paro Spitzen 60A – 62A  
1 x SONICflex Handstück 2008 L  
Art.-Nr. 76204 **oder**  
2008 LS Art.- Nr. 76241

Hersteller-Listenpreis 4.642,-

Weitere SONICflex Aktionspakete nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

Aktion kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden



jetzt mit Power Kanüle

## KaVo PropHYflex 4

Das universale Pulverstrahlgerät für supra- und subgingivale Anwendungen mit perfekter Ergonomie, 2 unterschiedlichen Griffhülsen, einem fokussierten Pulverstrahl, einstellbaren Reinigungsstufen und passendem Zubehör. Thermodesinfizierbar und sterilisierbar. Auch für Sirona-Anschluss erhältlich.

- 201732** Wave
  - 201736** Lime
  - 201737** Flamingo
- 1 KaVo PROPHYflex 4 Handstück,  
80 Sticks PROPHYpearls neutral,  
80 Sticks PROPHYpearls Selection

Hersteller-Listenpreis 1.473,-

Aktionspreis **983,-**

**KAVO**  
Dental Excellence



## QUATTROcare PLUS

Optimale Pflege für langfristige Werterhaltung Ihrer Instrumente, Turbinen und Spannzangen.

- Einfaches, komfortables Handling.
- Günstiger Anschaffungspreis, geringe Kosten für Verbrauchsmaterial (QUATTROcare-Spray).
- Sicherheit Werterhaltung und Lebensdauer.

**21924**  
QUATTROcare PLUS Pflegegerät anthrazit inklusive 3 INTRAMatic Pflegekupplungen, MULTIflex Pflegekupplung, Dose QUATTROcare plus Spray

Hersteller-Listenpreis 2.795,-

**24792**  
QUATTROcare plus Spray, Dose 500 ml

**45,17**



Paketpreis

**1.729,-**

## AKTIONSPAKET

1 x QUATTROcare PLUS 2124A  
6 x QUATTROcare plus Spray  
2140 Dose 500 ml

Hersteller-Listenpreis 3.077,-

# EXPERT Serie




Hohe Effizienz durch: Edelstahlkopf / Verstärktes Spannzangen-system / Glasstablichtleiter 25.000 Lux / 24 Monate Garantie / innengeführte getrennte Kühlmedien

## 5 MASTER/EXPERT Instrumente

Beim Kauf eines Instrumentenpaketes, bestehend aus fünf Instrumenten\* nach Wahl erhalten Sie einen Preisnachlass in Höhe des günstigsten Instruments im gewählten Paket.

\* MASTERmatic Hand-Winkelstücke, MASTERtorque Turbinen und RONDOflex plus, EXPERTmatic Hand- & Winkelstücke, EXPERTtorque Turbinen und PROPHYflex 4 Box, SONICflex 2003 L Set, 2008 L/LS Set, Chirurgie Hand- & Winkelstücke. Bei der MASTER Serie zählen Köpfe nur in Verbindung mit einem Unterteil als komplettes Instrument.



## Neues Aktionspaket

DUO Pack und Aktionspakete sind nicht miteinander und mit anderen Aktionen kombinierbar

### EXPERTtorque LUX E680 L

- Turbinenwinkelstück mit Licht.
- Druckknopfspannzange.
- Keramik-Kugellager.
- Austauschbarer Spray Mikrofilter.
- Reduzierte Kopfgröße und Spannzangenhaltekraft von bis zu 30N.

20753  
Turbine L

Hersteller-  
Listenpreis 1.418,-



Aktionspreis  
**489,-**

### EXPERTmatic LUX E25 L

- Schnellläuferwinkelstück 1:5 (rot)
- Maximaldrehzahl 200.000 U/min.
- Keramik Kugellager.
- Für Bohrschaft Ø 1,6 mm.
- Die neue KaVo CoolHead Technologie verhindert aktiv die übermäßige Erwärmung des Kopfes bei unbeabsichtigter Betätigung des Druckknopfes.

20755  
Winkelstück

Hersteller-  
Listenpreis 1.569,-

215215  
Duo-Pack

Hersteller-  
Listenpreis 3.138,-



Aktionspreis  
**759,-**

Aktionspreis  
inkl. Paketvorteil  
**1.368,-**

### EXPERTmatic E10 C

- Handstück 1:1 (blau)
- Drehzahlbereich (max.) 40.000 U/min.
- Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

20762  
Handstück

Hersteller-  
Listenpreis 728,-



219689  
Duo-Pack

Hersteller-  
Listenpreis 1.456,-

Aktionspreis  
**372,-**

Aktionspreis  
inkl. Paketvorteil  
**594,-**

### EXPERTmatic LUX E20 L

- Winkelstück 1:1 (blau)
- Drehzahlbereich (max.) 40.000 U/min.
- Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

20761  
Winkelstück

Hersteller-  
Listenpreis 1.144,-

215216  
Duo-Pack

Hersteller-  
Listenpreis 2.288,-



Aktionspreis  
**553,-**

Aktionspreis  
inkl. Paketvorteil  
**956,-**

### EXPERTmatic LUX E15 L

- Winkelstück 5,4:1 (grün)
- Drehzahlbereich (max.) 7.400 U/min.
- Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

20756  
Winkelstück

Hersteller-  
Listenpreis 1.276,-

215217  
Duo-Pack

Hersteller-  
Listenpreis 2.552,-



Aktionspreis  
**653,-**

Aktionspreis  
inkl. Paketvorteil  
**1.156,-**

altmann  
dental GmbH & Co. KG  
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION  
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000  
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck  
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura-dent  
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER  
Oldenburger Dental - Depot seit 1927  
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

GERL.  
DENTAL

KERN

C. Klöss Dental  
Einrichtung · Material · Planung · Service  
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT  
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS  
Erfahrung macht den Unterschied.

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN  
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung  
finden Sie unter [www.dental-union.de](http://www.dental-union.de)  
im Bereich „Vertriebsstruktur“.



[www.dental-union.de](http://www.dental-union.de)

## DUO Pack MASTER/EXPERT-Serie

DUO  
PACK

Kaufen Sie ein DUO Pack mit zwei gleichen Instrumenten aus der MASTER- und/ oder EXPERT-Serie\* und erhalten Sie 150€ Paketvorteil.

Hinweis: Es handelt sich um eine sortenreine Aktion in einer Box mit jeweils eigener Bestell-Nummer für E10 C, E20 L, E25 L, E15 L, M25 L.

Neues Aktionspaket

DUO Pack und Aktionspakete sind nicht miteinander und mit anderen Aktionen kombinierbar

# MASTER Serie

Keramikkugellager, Glasstablichtleiter 25.000 Lux, 24 Monate Garantie, Plasmatec-Beschichtung.



## MASTERtorque LUX M9000 L

- Turbinenwinkelstück mit Licht.
- Direct Stop Technology (DST) - Bohrer stoppt in einer Sekunde.
- Extrem leise mit einer Lautstärke von nur 57 dB(A).
- Kopfhöhe von nur 13,1 mm (mit 19 mm Bohrer nur 20 mm).

108246

Turbine L, silber

Hersteller-  
Listenpreis 1.891,-

Aktionspreis

679,-



## MASTERmatic LUX M25 L

Schnellläufer – kleiner Kopf, großer Unterschied.

- Übertragung 1:5 (bis zu 200.000 U/min).
- Enorme Laufruhe durch Triple-Gear-Technologie.
- Beste Sicht durch patentierte Kniewinkelkombination.
- Mehr Sicherheit durch austauschbaren Mikrosprayfilter.

118663

Winkelstück

Hersteller-  
Listenpreis 2.136,-

215213

Duo-Pack

Hersteller-  
Listenpreis 4.272,-

Aktionspreis

1.033,-

Aktionspreis  
inkl. Paketvorteil

1.916,-

DUO  
PACK



neu

## MASTERmatic LUX M45 L

- Kompatibilität mit Bohrerlängen von bis zu 25 mm.
- CoolHead Technologie.

221371

Schnellläuferwinkelstück 1:4,2 (rot).  
Optimaler Zugang durch ergonomische Kopf-Knie-Winkelkombination.

Hersteller-  
Listenpreis 2.136,-

Aktionspreis

1.059,-

## MASTERmatic LUX M07 L

Maximale Behandlungsflexibilität

- Untersetzung 2,7:1
- Kariesexkavation und Prophylaxeanwendungen.
- Austauschbarer Mikrosprayfilter.
- Kompatibel mit allen INTRA-Köpfen.

118660

Winkelstück

Hersteller-  
Listenpreis 1.094,-

Aktionspreis

560,-



## MASTERmatic LUX M20 L

Der Praxisstandard für Kariesexkavation.

- Übertragung 1:1
- Austauschbarer Mikrosprayfilter.
- Kompatibel mit allen INTRA-Köpfen.

118662

Winkelstück

Hersteller-  
Listenpreis 939,-

Aktionspreis

480,-



## MASTERmatic LUX M10 L

Für Handstück – und Winkelstückbohrer

- Übertragung 1:1 (bis zu 40.000 U/min.).
- Auch für leichte extraorale Technarbeiten geeignet.

118661

Handstück

Hersteller-  
Listenpreis 1.374,-

Aktionspreis

703,-



## L67 INTRA /L68 INTRA

Für Winkelstückbohrer 2,35 mm.

103990

L67 INTRA Kopf 2:1 (grün),  
Max. Drehzahlzahl  
20.000 U/min.

103989

L68 INTRA Kopf 1:1 (blau),  
Max. Drehzahlzahl  
40.000 U/min.

Hersteller-  
Listenpreis 496,-

Aktionspreis

259,-





## K-ERGOgrip/K-Control TLC

Leistungsstarker Laborantrieb mit Komfortlösung in ergonomischer Form und Leichtigkeit.

- Durchzugsstark: Drehmoment 7 Ncm.
- Für alle gängigen Materialien (bis 50.000 U/min.).
- Spannzangensystem mit 40 % höherer Haltekraft.
- Einfacher Kugellagerwechsel.
- Verschiedene Griffhülsen mit Softgrip.
- Für Rechts- und Linkshänder.

59698 Knie-Steuerung

59709 Fuß-Steuerung

59713 Tisch-Steuerung

K-ERGOgrip/K-Control TLC Anlage

Hersteller-  
Listenpreis 2.826,-

Aktionspreis

1.659,-



## K-POWERgrip/K-Control TLC

Leistungsstarker und vibrationsarmer Laborantrieb mit minimalem Laufgeräusch.

- 7 Ncm Drehmoment / bis 50.000 U/min.
- Für alle gängigen Materialien geeignet.
- Einfacher Kugellagerwechsel.
- Reduzierte Oberflächentemperatur.
- Linkslauf bis 5.000 U/min.

103528 Knie-Steuerung

103530 Fuß-Steuerung

103529 Tisch-Steuerung

K-POWERgrip/K-Control TLC Anlage

Hersteller-  
Listenpreis 2.684,-

Aktionspreis

1.659,-



## K5 plus/K-Control TLC

Leichter und kurzer Laborantrieb.

- Bis 35.000 U/min.
- Einwellensystem mit nur 2 Kugellager / einfach zu wechseln.
- Reduzierte Oberflächentemperatur.
- Linkslauf bis 5.000 U/min.

103532 Knie-Steuerung

103533 Fuß-Steuerung

103531 Tisch-Steuerung

K5 plus/K-Control TLC Anlage

Hersteller-  
Listenpreis 2.075,-

Aktionspreis

1.289,-



Knie-Steuerung



Fuß-Steuerung



Tisch-Steuerung

Multifunktionssteuergeräte für alle hier aufgeführten Laborantriebe mit Digitalanzeige und Funktionsanalyse.

## Handstücke zum Aktionspreis

Kaufen Sie nur ein neues Handstück und nutzen Sie Ihr bestehendes Steuergerät weiter.

59895  
K-ERGOgrip  
Handstück 4944

Hersteller-  
Listenpreis 1.869,-

18208  
K-POWERgrip  
Handstück 4941

Hersteller-  
Listenpreis 1.644,-

18506  
K5 plus  
Handstück 4911

Hersteller-  
Listenpreis 1.329,-

Aktuelle Handstücke kompatibel mit K-Control TLC - und älteren K-Control - (4960, 4965, 4970) Steuergeräten

Aktionspreis  
1.017,-

Aktionspreis  
937,-

Aktionspreis  
789,-

Paketpreis  
4.290,-



## MULTiflex LUX Kupplung 465

- Mit 4-Loch LUX-Anschluss bzw. 4-Loch LED-Kupplung.
- Drehring-Sprayregulierung mit Raststellungen.
- Rückschlagventil für Spraywasser.

58829  
Kupplung 465 LRN

Hersteller-  
Listenpreis 563,-

92306  
Kupplung 465 LED

Hersteller-  
Listenpreis 631,-

Aktionspreis ab  
323,-



## RONDOflex™ plus 360

Air-Abrasion-Gerät für alle Indikationen. Das Air-Abrasions-Gerät mit zusätzlicher Wasserzufuhr und reduzierter Pulverbelastung.

42272

Abrasionsgerät inklusive 2 Pulverbehälter, Reinigungsbohrer, Düsenadel, Pulver, Kanüle, Schlüssel

Hersteller-  
Listenpreis 2.206,-

17717 27 µm

17716 50 µm

Flasche 1.000 g Pulver

47,90

214101  
Adapter für Kanüle

211,-

214100  
Verschluss

199,-

214409  
Schutzbrille

17,90

Paketpreis

1.399,-

## AKTIONSPAKET\*

- 1 x RONDOflex plus 360 Abrasionsgerät inklusive Zubehör
- 1 x RONDOflex Abrasions-Pulver 50 my Flasche 1000 g
- 1 x RONDOflex Abrasions-Pulver 27 my Flasche 1000 g
- 1 x RONDOflex Kanüle Reinigungsadapter
- 1 x RONDOflex Reinigungsverschluß
- 2 x RONDOflex Schutzbrillen

Hersteller-Listenpreis 2.630,-

\* Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.



RONDOflex™ plus 360  
KLINISCHE FALLSTUDIE



## MASTERSurg LUX

Perfekte Sicht durch Touch-Farbdisplay mit großem Blickwinkel.

- Maximaler Komfort durch Funk-Fußanlasser.
- SD Card-Dokumentation und Echtzeit-Drehmomentgrafik.
- 10 Programme mit bis zu 10 frei programmierbaren Schritten.
- Superleichter und kleiner Chirurgiemotor mit 80 Ncm.
- Höchste Präzision durch Auto-Kalibrierung.

116310

Set: Chirurgie-Motor INTRA LUX S600 LED, kabelloser Multifunktionsfußanlasser, Autoklavierbare Motorleitung für S600 LED, Starter Schlauchset (5 Stück), Motor- und Instrumentenhalter, Aufhängung für Kühlmittel, integrierte Schlauchpumpe und Stromversorgung

Hersteller-  
Listenpreis 5.729,-

## AKTIONSPAKET

- 1 x MASTERSurg LUX Set
- 1 x SURGmatic Winkelstück S201 XL Pro

Hersteller-Listenpreis 7.557,-