

ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



KaVo SONICflex System

83021

Set SONICflex quick 2008 L Handstück incl. 3 Spritzen

Hersteller-Listenpreis 2.439,-

76240

Set SONICflex quick 2008 LS Handstück incl. 3 Spritzen

Hersteller-Listenpreis 2.439,-

AKTIONSPAKET

1 x Set SONICflex quick 2008 L Handstück incl. 3 Spritzen **oder**

1 x Set SONICflex quick 2008 LS Handstück incl. 3 Spritzen

5 x zusätzliche Spritze nach Wahl z. B. Paro Spitzen 60A – 62A

Hersteller-Listenpreis 3.114,-

Weitere SONICflex Aktionspakete nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

Paketpreis

1.389,-



KAVO
Dental Excellence

Aktion kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden

DIAGNOcam Vision Full HD

Dreifache Diagnostik auf einen Klick

Das einzige Full HD Aufnahmegerät, das drei klinisch relevante Bilder in weniger als einer Sekunde erstellt.

Intraoral-, Transilluminations- und Fluoreszenz-Aufnahmen zur verlässlichen Kariesfrüherkennung vereint in einem Gerät: Die KaVo DIAGNOcam Vision Full HD liefert Ihnen drei klinisch relevante Full HD Aufnahmen – jederzeit scharf und in weniger als einer Sekunde.

212275

Aktionspaket bestehend aus: DIAGNOcam Vision Full HD Stand-Alone, Fußsteuerung Vision Full HD mit neuer DIAGNOcam Vision Software zum kostenlosen Herunterladen

Hersteller-Listenpreis 6.309,-



Aktionspreis*

5.559,-

*inkl. Fußsteuerung

KaVo Prophy Box PROPHYflex 4

Das universale Pulverstrahlgerät für supra- und subgingivale Anwendungen mit perfekter Ergonomie, 2 unterschiedlichen Griffhülsen, einem fokussierten Pulverstrahl, einstellbaren Reinigungsstufen und passendem Zubehör. Thermodesinfizierbar und sterilisierbar. Auch für Sirona-Anschluss erhältlich.




201732



Wave


Hersteller-Listenpreis 1.516,-

201736



Lime

201737



Flamingo

1 KaVo PROPHYflex 4 Handstück, 80 Sticks PROPHYpearls neutral, 80 Sticks PROPHYpearls Selection



jetzt mit Power Kanüle

Aktionspreis

983,-

QUATTROcare PLUS

Optimale Pflege für langfristige Werterhaltung Ihrer Instrumente, Turbinen und Spannzangen.

- Einfaches, komfortables Handling.
- Günstiger Anschaffungspreis, geringe Kosten für Verbrauchsmaterial (QUATTROcare-Spray).
- Sichert Werterhaltung und Lebensdauer.

21924



QUATTROcare PLUS Pflegegerät anthrazit inklusive 3 INTRAMatic Pflegekupplungen, MULTIflex Pflegekupplung, Dose QUATTROcare plus Spray

Hersteller-Listenpreis 2.876,-

24792



QUATTROcare plus Spray, Dose 500 ml

48,33



Paketpreis

1.729,-

AKTIONSPAKET

1 x QUATTROcare PLUS 2124A
6 x QUATTROcare plus Spray 2140 Dose 500 ml

Hersteller-Listenpreis 3.166,-

EXPERT Serie




Hohe Effizienz durch: Edelstahlkopf / Verstärktes Spannzangen-system / Glasstablichtleiter 25.000 Lux / 24 Monate Garantie / innengeführte getrennte Kühlmedien

5 MASTER/EXPERT Instrumente

Beim Kauf eines Instrumentenpaketes, bestehend aus fünf Instrumenten* nach Wahl erhalten Sie einen Preisnachlass in Höhe des günstigsten Instruments im gewählten Paket.

* MASTERmatic Hand-Winkelstücke, MASTERtorque Turbinen und RONDOflex plus, EXPERTmatic Hand- & Winkelstücke, EXPERTtorque Turbinen und PROPHYflex 4 Box, SONICflex 2003 L Set, 2008 L/LS Set, Chirurgie Hand- & Winkelstücke. Bei der MASTER Serie zählen Köpfe nur in Verbindung mit einem Unterteil als komplettes Instrument.



Aktionspaket

DUO Pack und Aktionspakete sind nicht miteinander und mit anderen Aktionen kombinierbar

EXPERTtorque LUX E680 L

- Turbinenwinkelstück mit Licht.
- Druckknopfspannzange.
- Keramik-Kugellager.
- Austauschbarer Spray Mikrofilter.
- Reduzierte Kopfgröße und Spannzangenhaltekraft von bis zu 30N.

20753
Turbine L

Hersteller-
Listenpreis 1.459,-



Aktionspreis
489,-

EXPERTmatic LUX E25 L

- Schnellläuferwinkelstück 1:5 (rot)
- Maximaldrehzahl 200.000 U/min.
- Keramik Kugellager.
- Für Bohrschaft Ø 1,6 mm.
- Die neue KaVo CoolHead Technologie verhindert aktiv die übermäßige Erwärmung des Kopfes bei unbeabsichtigter Betätigung des Druckknopfes.

20755
Winkelstück

Hersteller-
Listenpreis 1.615,-

Aktionspreis
759,-

215215
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis 3.229,-

Aktionspreis*
1.368,-

*inkl. Paketvorteil



DUO PACK

EXPERTmatic E10 C

- Handstück 1:1 (blau)
- Drehzahlbereich (max.) 40.000 U/min.
- Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

20762
Handstück

Hersteller-
Listenpreis 749,-

219689
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis 1.498,-



Aktionspreis
372,-

Aktionspreis*
594,-

*inkl. Paketvorteil

EXPERTmatic LUX E20 L

- Winkelstück 1:1 (blau)
- Drehzahlbereich (max.) 40.000 U/min.
- Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

20761
Winkelstück

Hersteller-
Listenpreis 1.177,-

Aktionspreis
553,-

215216
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis 2.354,-

Aktionspreis*
956,-

*inkl. Paketvorteil



DUO PACK

EXPERTmatic LUX E15 L

- Winkelstück 5,4:1 (grün)
- Drehzahlbereich (max.) 7.400 U/min.
- Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

20756
Winkelstück

Hersteller-
Listenpreis 1.313,-

Aktionspreis
653,-

215217
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis 2.626,-

Aktionspreis*
1.156,-

*inkl. Paketvorteil



DUO PACK

altmann dental GmbH & Co. KG
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura-dent
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER
Oldenburger Dental - Depot seit 1927
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

GERL.

KERN

C. Klöss Dental
Einrichtung · Material · Planung · Service
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS
Erfahrung macht den Unterschied.

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Vertriebsstruktur“.



www.dental-union.de

DUO Pack MASTER/EXPERT/SONICflex

**DUO
PACK**

Kaufen Sie ein DUO Pack mit zwei gleichen Instrumenten aus der EXPERT oder SONICflex Serie* und erhalten Sie 150€ Paketvorteil.

Kaufen Sie ein DUO Pack mit zwei gleichen Instrumenten aus der MASTER-Serie* und erhalten Sie 185€ Paketvorteil.

Hinweis: Es handelt sich um eine sortenreine Aktion in einer Box mit jeweils eigener Bestell-Nummer für EXPERTmatic E10 C, E20 L, E25 L, E680 L, E15 L, SONICflex 2003 L, 2008 L und MASTERmatic M25 L und M9000 L.

DUO Pack Aktionspakete

DUO Pack und Aktionspakete sind nicht miteinander und mit anderen Aktionen kombinierbar

MASTER Serie

Keramikkugellager, Glasstablichtleiter 25.000 Lux, 24 Monate Garantie, Plasmatec-Beschichtung.



MASTERtorque LUX M9000 L

- Turbinenwinkelstück mit Licht.
- Direct Stop Technology (DST) - Bohrer stoppt in einer Sekunde.
- Extrem leise mit einer Lautstärke von nur 57 dB(A).
- Kopfhöhe von nur 13,1 mm (mit 19 mm Bohrer nur 20 mm).

108246

Turbine L, silber

Hersteller-
Listenpreis 1.946,-

Aktionspreis

988,-



MASTERmatic LUX M25 L

Schnellläufer – kleiner Kopf, großer Unterschied.

- Übertragung 1:5 (bis zu 200.000 U/min).
- Enorme Laufruhe durch Triple-Gear-Technologie.
- Beste Sicht durch patentierte Kniewinkelkombination.
- Mehr Sicherheit durch austauschbaren Mikrosprayfilter.

118663

Winkelstück

Hersteller-
Listenpreis 2.198,-

215213

Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis 4.396,-

Aktionspreis

1.033,-

Aktionspreis*

1.916,-

*inkl. Paketvorteil



neu

MASTERmatic LUX M45 L

- Kompatibilität mit Bohrerlängen von bis zu 25 mm.
- CoolHead Technologie.

221371

Winkelstück

Schnellläuferwinkelstück 1:4,2 (rot).
Optimaler Zugang durch ergonomische Kopf-Knie-Winkelkombination.

Hersteller-
Listenpreis 2.198,-

Aktionspreis

1.059,-

MASTERmatic LUX M07 L

Maximale Behandlungsflexibilität

- Untersetzung 2,7:1
- Kariesexkavation und Prophylaxeanwendungen.
- Austauschbarer Mikrosprayfilter.
- Kompatibel mit allen INTRA-Köpfen.

118660

Winkelstück

Hersteller-
Listenpreis 1.126,-

Aktionspreis

560,-



MASTERmatic LUX M20 L

Der Praxisstandard für Kariesexkavation.

- Übertragung 1:1
- Austauschbarer Mikrosprayfilter.
- Kompatibel mit allen INTRA-Köpfen.

118662

Winkelstück

Hersteller-
Listenpreis 966,-

Aktionspreis

480,-



MASTERmatic LUX M10 L

Für Handstück – und Winkelstückbohrer

- Übertragung 1:1 (bis zu 40.000 U/min.).
- Auch für leichte extraorale Techniken geeignet.

118661

Handstück

Hersteller-
Listenpreis 1.414,-

Aktionspreis

703,-



L67 INTRA /L68 INTRA

Für Winkelstückbohrer 2,35 mm.

103990

L67 INTRA Kopf 2:1 (grün),
Max. Drehzahlzahl
20.000 U/min.

103989

L68 INTRA Kopf 1:1 (blau),
Max. Drehzahlzahl
40.000 U/min.

Hersteller-
Listenpreis 510,-

Aktionspreis

259,-





K-ERGOgrip/K-Control TLC

Leistungsstarker Laborantrieb mit Komfortlösung in ergonomischer Form und Leichtigkeit.

- Durchzugsstark: Drehmoment 7 Ncm.
- Für alle gängigen Materialien (bis 50.000 U/min.).
- Spannzangensystem mit 40 % höherer Haltekraft.
- Einfacher Kugellagerwechsel.
- Verschiedene Griffhülsen mit Softgrip.
- Für Rechts- und Linkshänder.

| | |
|--------------|-----------------|
| 59698 | Knie-Steuerung |
| 59709 | Fuß-Steuerung |
| 59713 | Tisch-Steuerung |

K-ERGOgrip/K-Control TLC Anlage

Hersteller-
Listenpreis 2.908,-

Aktionspreis

1.659,-



K-POWERgrip/K-Control TLC

Leistungsstarker und vibrationsarmer Laborantrieb mit minimalem Laufgeräusch.

- 7 Ncm Drehmoment / bis 50.000 U/min.
- Für alle gängigen Materialien geeignet.
- Einfacher Kugellagerwechsel.
- Reduzierte Oberflächentemperatur.
- Linkslauf bis 5.000 U/min.

| | |
|---------------|-----------------|
| 103528 | Knie-Steuerung |
| 103530 | Fuß-Steuerung |
| 103529 | Tisch-Steuerung |

K-POWERgrip/K-Control TLC Anlage

Hersteller-
Listenpreis 2.762,-

Aktionspreis

1.659,-



K5 plus/K-Control TLC

Leichter und kurzer Laborantrieb.

- Bis 35.000 U/min.
- Einwellensystem mit nur 2 Kugellager / einfach zu wechseln.
- Reduzierte Oberflächentemperatur.
- Linkslauf bis 5.000 U/min.

| | |
|---------------|-----------------|
| 103532 | Knie-Steuerung |
| 103533 | Fuß-Steuerung |
| 103531 | Tisch-Steuerung |

K5 plus/K-Control TLC Anlage

Hersteller-
Listenpreis 2.135,-

Aktionspreis

1.289,-



Knie-
Steuerung



Fuß-
Steuerung



Tisch-
Steuerung

Multifunktionssteuergeräte für alle hier aufgeführten Laborantriebe mit Digitalanzeige und Funktionsanalyse.

Handstücke zum Aktionspreis

Kaufen Sie nur ein neues Handstück und nutzen Sie Ihr bestehendes Steuergerät weiter.

59895
K-ERGOgrip
Handstück 4944

Hersteller-
Listenpreis 1.923,-

18208
K-POWERgrip
Handstück 4941

Hersteller-
Listenpreis 1.692,-

18506
K5 plus
Handstück 4911

Hersteller-
Listenpreis 1.368,-

Aktuelle
Handstücke
kompatibel mit
K-Control TLC - und
älteren K-Control -
(4960, 4965, 4970)
Steuergeräten



MULTiflex LUX Kupplung 465

- Mit 4-Loch LUX-Anschluss bzw. 4-Loch LED-Kupplung.
- Drehring-Sprayregulierung mit Raststellungen.
- Rückschlagventil für Spraywasser.

92306
Kupplung 465 LED

Hersteller-
Listenpreis 649,-

Aktionspreis

323,-

Aktionspreis

1.017,-

Aktionspreis

937,-

Aktionspreis

789,-

Paketpreis

4.290,-



RONDOflex™ plus 360

Air-Abrasion-Gerät für alle Indikationen. Das Air-Abrasions-Gerät mit zusätzlicher Wasserzufuhr und reduzierter Pulverbelastung.

42272
Abrasionsgerät inklusive
2 Pulverbehälter, Reinigungs-
bohrer, Düsenadel, Pulver,
Kanüle, Schlüssel

Hersteller-
Listenpreis 2.270,-

17717 27 µm

17716 50 µm

Flasche 1.000 g Pulver

47,90

214101
Adapter für Kanüle

211,-

214100
Verschluss

199,-

214409
Schutzbrille

17,90

Paketpreis

1.399,-

AKTIONSPAKET*

- 1 x RONDOflex plus 360 Abrasionsgerät inklusive Zubehör
- 1 x RONDOflex Abrasions-Pulver 50 my Flasche 1000 g
- 1 x RONDOflex Abrasions-Pulver 27 my Flasche 1000 g
- 1 x RONDOflex Kanüle Reinigungsadapter
- 1 x RONDOflex Reinigungsverschluss
- 2 x RONDOflex Schutzbrillen

Hersteller-Listenpreis 2.961,-

* Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.



RONDOflex™ plus 360
KLINISCHE FALLSTUDIE



MASTERSurg LUX

Perfekte Sicht durch Touch-Farbdisplay mit großem Blickwinkel.

- Maximaler Komfort durch Funk-Fußanlasser.
- SD Card-Dokumentation und Echtzeit-Drehmomentgrafik.
- 10 Programme mit bis zu 10 frei programmierbaren Schritten.
- Superleichter und kleiner Chirurgiemotor mit 80 Ncm.
- Höchste Präzision durch Auto-Kalibrierung.

116310

Set: Chirurgie-Motor INTRA LUX S600 LED, kabelloser Multifunktionsfußanlasser, Autoklavierbare Motorleitung für S600 LED, Starter Schlauchset (5 Stück), Motor- und Instrumentenhalter, Aufhängung für Kühlmittel, integrierte Schlauchpumpe und Stromversorgung

Hersteller-
Listenpreis 5.895,-

AKTIONSPAKET

- 1 x MASTERSurg LUX Set
- 1 x SURGmatic Winkelstück S201 XL Pro

Hersteller-Listenpreis 7.776,-