

# ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



Aktionspreis ab  
**59,90**



## Palapress®

Ob Modellgusskompletierung, Unterfütterung oder Reparaturen - mit Palapress schnell und ökonomisch fertig gestellt. Die Gießzeit von ca. 2 Min. und eine Verarbeitungszeit von bis zu 7 Min. gewährleisten hohe Effektivität in der Kunststoffprothetik.

62873  
Packung 1 kg Pulver rosa  
**108,90**

82397  
Flasche 500 ml Flüssigkeit  
**59,90**

Aktionspreis ab  
**60,90**



## PalaXpress®

Mit dem abgestimmten System PalaXpress® und Palajet® lassen sich passgenaue Totalprothesen im Injektionsverfahren herstellen.

56169  
Packung 1 kg Pulver rosa  
**109,90**

56172  
Flasche 500 ml Flüssigkeit  
**60,90**



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

## Signum® metal bond

Signum® metal bond sorgt für einen optimalen Haftverbund von Komposit auf Metallgerüstoberflächen. Der Haftvermittler bietet Ihnen höchste Sicherheit und gleichzeitig eine einfache und schnelle Handhabung.

217372  
Set 4 ml Haftvermittler I,  
4 ml Haftvermittler II

Aktionspreis  
**158,90**



Aktionspreis  
**22,90**

## Signum® Modellierflüssigkeit

Verarbeitungshilfe für die Modellation und Wiederherstellung der Dispersionsschicht bei Signum® composite, Signum® ceramic, Signum® composite flow und Signum® matrix.

20585  
Flasche 4 ml  
Modellierflüssigkeit

## Signum® connector

Der lichthärtende Haftvermittler Signum® connector sorgt für einen sicheren Verbund zwischen Prothesenkunststoffen und lichthärtenden Verblendmaterialien.

20583  
Flasche 5 ml

Aktionspreis  
**96,90**



## Wirobond® 280

- Die edelmetallfreie Premium-Legierung für Aufbrennkeramik oder Kunststoffverblendung.
- Setzt Maßstäbe im Segment der edelmetallfreien Aufbrennlegierungen, denn mit einer Vickershärte von 280 HV10 lässt sie sich besonders gut ausarbeiten.
- Sehr gute Schmelz- und Gießigenschaften.

51114

Packung 1 kg Legierung



Aktionspreis  
**559,-**



## Wirobond® C

- Kobalt-Chrom-Aufbrennlegierung, nickel- und berylliumfrei.
- Biokompatibel und hohe Korrosionsbeständigkeit durch fest haftende Passivschicht.
- Hohe Verbundfestigkeit mit der Keramik.

44857

Packung 1 kg Legierung



Aktionspreis  
**579,-**

Aktionspreis

**165,90**

## Bellavest® SH



160 g/r

LOT 0206936

2018-09-26

2020-09-26

DIN EN ISO 15912  
Made in Germany

BEGO Bremer Goldschlägerei  
Wilhelm Herbst GmbH & Co. KG  
Wilhelm-Herbst-Str. 1  
28359 Bremen, Germany  
www.bego.com



## Bellavest® SH

- Shock-Heat - schnell oder konventionell aufheizbare Präzisionsguss-Einbettmasse für Kronen und Brücken.
- Bietet vertrautes unmissverständliches Handling bei optimalen Verarbeitungsparametern.
- Präzise Expansionssteuerung, feine cremige Konsistenz heißt Sicherheit in der Verarbeitung und reproduzierbare Qualität für einen breiten Indikationsbereich.

73165

Karton 80 x 160 g Beutel  
ohne Flüssigkeit

Bego

altmann  
dental GmbH & Co. KG  
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION  
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000  
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck  
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura-dent  
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER  
Oldenburger Dental - Depot seit 1927  
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

GERL.  
DENTAL

KERN

C. Klöss Dental  
Einrichtung · Material · Planung · Service  
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT  
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS  
Erfahrung macht den Unterschied.

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN  
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung  
finden Sie unter [www.dental-union.de](http://www.dental-union.de)  
im Bereich „Vertriebsstruktur“.



[www.dental-union.de](http://www.dental-union.de)

## ANA Print Flexible

ANA Print Flexible ist ein flüssiges Harz für 3D-Drucker zur Herstellung von Modellen. Das Material eignet sich je nach Ausführung für SLA- oder DLP-Drucker. ANA Print Flexible gibt Details sehr genau wieder und weist eine hohe Biegefestigkeit auf, welche die weitere Arbeit des Technikers erleichtert. Die Druckgenauigkeit kann in der Z-Achse zwischen den Werten 25 µ, 50 µ und 100 µ variiert werden. Hergestellt in Deutschland.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

221816  
Flasche 1 kg pink



Aktionspreis  
**89,90**



## ANA Print Castable

ANA Print Castable zur Herstellung von Gussformen. Je nach Ausführung für SLA- oder DLP-Drucker geeignet. Es verbrennt vollständig und rückstandslos.

221829  
Flasche 1 kg blau-violett

Aktionspreis  
**134,90**

Made in Germany



## ANA Tray™

ANA Tray™ ist ein lichthärtendes, individuelles Löffelmaterial auf Hybridcomposit-Basis. Die hervorragenden und stets gleichbleibenden Materialeigenschaften erlauben ein sauberes und schnelles Verarbeiten.

220383  
Packung 50 Platten pink

Aktionspreis  
**42,90**

## FREEPRINT® CROWN

Premium Kunststoff zum Druck von permanenten Einzelkronen, Prothesenzähnen und langzeitprovisorischen Brücken. Das biokompatible Material bietet durch seine perfekt abgestimmte Transparenz und Opazität eine brillante und ästhetisch ansprechende Farbauswahl.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

217040  
Flasche 500 g Kunststoff  
385 nm, A2



Aktionspreis  
**359,-**



Aktionspreis  
**131,90**

## FREEPRINT® SPLINTMASTER TAFF

Lichthärtende Formulierung für den 3D-Druck von flexiblen High-End-Schienen. Erhältlich in zwei Flexibilitätsstufen: TAFF & FLEX.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

219357  
Flasche 1 kg Kunststoff  
transparent

Aktionspreis  
**328,90**



**DETAX**  
HIGHEND MEDICAL MATERIALS

## FREEPRINT® DENTURE

Lichthärtender, biokompatibler Kunststoff zum 3D Druck von herausnehmbaren dentalen Prothesenbasen. Prozesssicher durch hohe Initialhärte nach dem Druck. Niedrigviskose Einstellung für geringen Materialverbrauch und schnellere Reinigung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

221327  
Flasche 1 kg Kunststoff  
385 nm, pink

## Biolon - Aligner Folien



Hochtransparente, zähelastische Tiefziehfolie zur individuell-passgenauen Herstellung von Alignern. In verschiedenen Schichtstärken ab 0,5 mm erhältlich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

110259

Packung 25 Tiefziehfolien  
klar-transparent, Ø 120 mm,  
Stärke 0,5 mm

Aktionspreis  
**20,90**



## Castdon Starter Kit

Umfassendes Komplettpaket mit allen benötigten Systemkomponenten für die Herstellung von totalen und partiellen Prothesen. Beinhaltet Material zur Erstellung von ca. acht Vollprothesen. Alle Set-Bestandteile sind auch separat erhältlich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.



Aktionspreis  
**270,90**

218263

Starter Kit 750 g Pulver rosa-transparent,  
1 Küvette transparent, 500 ml Flüssigkeit,  
2 x 850 ml Siliform, 1 Liter Isolat film,  
1 Kanalstechröhrchen Ø 8 mm, Dosierhilfen

Aktionspreis  
**3.390,-**

## Drufomat scan

Tiefziehgerät der Extraklasse. Sehr leicht zu bedienendes HighEnd-System mit integriertem Barcode-Scanner. Mit einem Arbeitsdruck von 6 bar und gleichbleibend präzisen Endresultaten ist es für alle Anwendungen der dentalen Tiefziehtechnik geeignet.

63779

Tiefziehgerät rot

Hersteller-  
Listenpreis 3.983,60



## Labormat TH

Kompaktes Wachsaustrühgerät für bis zu 6 Küvetten. Auch zum Polymerisieren von Prothesenkunststoffen geeignet. Wasserfüllmenge: 15 Liter, Temperaturbereich: 0-95°C Maße (B x H x T): 580 x 440 x 360 mm

72431

Wachsaustrühgerät

Hersteller-  
Listenpreis 4.590,80

Aktionspreis  
**3.890,-**



**Dreve**

## Polymax 5

Druckpolymerisationsgerät zur Heiß- und Kaltpolymerisation dentaler Kunststoffe. Aufnahmefähig für 1 großen Artikulator, 3 Messingküvetten mit Bügel oder 4 Castdon Küvetten. Stufenlos regelbare Temperatur bis 95 °C, 90 Minuten Timer und variabel einstellbarer Druck für optimale Ergebnisse. Auch als Druckverdichter einsetzbar.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

36370

Druckpolymerisationsgerät  
rot inklusive Druckschlauch  
und Wasserabflussschlauch

Hersteller-  
Listenpreis 2.719,75



Aktionspreis  
**2.269,-**

## Unisol W

Wachslösemittel-Konzentrat zur schnellen und intensiven Reinigung von Modellen und zur Pflege von Ausbrühgeräten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

50353

Kanister 5 Liter UNISOL W

Aktionspreis  
**59,90**



## GC Investment Powder

### GC Fujivest® Premium

GC EUROPE N.V.  
INTERLEUWENLAAN 33  
LEUVEN, BELGIUM



## GC Fujivest® Premium

Graphitfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für Kronen und Brücken. Speziell geeignet für NEM und alle Dentallegierungen. Ringlos zu verarbeiten (konventionelles als auch schnelles Aufheizen). Breiter Expansionsbereich bis zu 3,5 % - auch komplizierte implantatgetragene Suprastrukturen aus NEM sind sicher und verlässlich herstellbar. Optimale Expansionskontrolle durch Flüssigkeitsverdünnung für eine perfekte Passung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

57029  
Karton 40 x 150 g Beutel  
**114,95**

57069  
Flasche 900 ml Liquid  
**27,95**

Paketpreis  
**114,90**


## GC Fujivest® Super

Graphitfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für Präzisionsgüsse. Für Edelmetall-, Halbedelmetall- und Pd-Basis-Legierungen. Speziell für komplizierte Implantatsuprastrukturen entwickelt. Sowohl für konventionelles als auch schnelles Aufheizen geeignet. Optimale Expansionskontrolle durch Flüssigkeitsverdünnung für eine perfekte Passung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

38376  
Karton 40 x 150 g Beutel  
**142,95**

38377  
Flasche 900 ml Liquid  
**28,95**



## AKTIONSPAKET

1 x GC Fujivest® Super Pulver  
Karton 40 x 150 g  
1 x GC Fujivest® Super Liquid  
Flasche 900ml

Paketpreis  
**139,90**

## GC GRADIA™ PLUS

GC GRADIA™ PLUS ist ein modulares Komposit-Verblendsystem für indirekte Restaurationen. Das lichthärtende Nanohybrid-Komposit verfügt über eine Vielzahl verbesserter physikalischer Eigenschaften und bietet eine breite Palette an Anwendungsmöglichkeiten, unübertroffene Haltbarkeit, natürliche Opaleszenz und eine hervorragende, naturgetreue Ästhetik.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

217450  
Spritze 2 ml LB-DA3  
**39,90**

## AKTIONSPAKET

6 x GC GRADIA™ PLUS Paste Spritze  
2 ml nach Wahl



Paketpreis  
**195,-**



## GC Initial™ LiSi Block

Ein vollständig kristallisierter Lithium-Disilikat-Block, der ohne Brennvorgang über optimale physikalische Eigenschaften verfügt. Die von GC entwickelte HDM-Technologie (High Density Micronization) für die CAD/CAM-Technik, sorgt für hohe Abrasionsbeständigkeit, passgenaue Ränder und ästhetische Endergebnisse. Natürlich schöne Restaurationen in einem Termin.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

212735  
Packung 5 Blöcke  
Größe 14, A3 HT  
**94,90**

## AKTIONSPAKET

6 x GC Initial™ LiSi Block CEREC 14  
Packung je 5 nach Wahl

Aktionspreis  
**72,90**



## GC PATTERN RESIN LS

Selbsthärtender Kunststoff zum Modellieren von Teleskop- und Konuskronen, individuellen Geschieben, implantatgetragenen Suprakonstruktionen, Implantat-Transferschablonen, Inlays, Onlays, Kronen und Brücken. Findet zudem Anwendung bei partiellen Prothesen und in der Galvanotechnik. In der Pinseltechnik einfach applizierbar. Verbrennt rückstandsfrei.

21796  
Packung 100 g Pulver,  
105 ml Flüssigkeit,  
2 Anmischbecher,  
1 Pinsel No. 4, 1 Pipette

## GC Initial™ LiSi Press

Initial™ LiSi Press ist der erste Lithium-Disilikat-Keramikgott mit High Density Micronization (HDM), einer einzigartigen Technologie von GC, die unübertroffene physikalische Eigenschaften und von allen auf dem Markt erhältlichen Presskeramikvarianten die natürlichste und lebensechteste Ästhetik bietet.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

128825  
Packung 5 x 3 g Rohlinge  
MT-A2  
**74,90**

## AKTIONSPAKET

6 x GC Initial™ LiSi Press Packung  
5 x 3 g nach Wahl



Paketpreis  
**359,-**

## astron® CLEARsplint® Disc

- Industriell gefertigte Disc aus CLEARsplint® für Premium-Aufbisschienen.
- Thermoaktive Flexibilität, MMA- und BPA frei, auch für Allergiker geeignet / Testplättchen auf Anfrage.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

203654  
 Stück Disc 98 x 20 mm,  
 mit Schulter

Aktionspreis  
**87,90**



KENTZLER  
 KASCHNER  
 DENTAL

Aktionspreis  
**190,90**



## astron® Labtec Pro

- Hochleistungskunststoff für Total- und Teilprothetik, sowie Interimsversorgungen mit natürlicher Farbgebung.
- Thermoaktive Flexibilität mit hervorragendem Saugeffekt, MMA- und BPA-frei, auch für Allergiker geeignet / Testplättchen auf Anfrage.
- Leicht zu erweitern, reparieren und unterfüllen – auch zum Refill von Blanks indiziert.

128086  
 Economy Kit 320 g Pulver,  
 240 g Flüssigkeit



Aktionspreis  
**21,90**

## astron® DuraClean 2™

- Sanfter Spezialreiniger - alkalische Formel, frei von Alkohol und anderen potentiell schädlichen Chemikalien.
- Reinigungspulver für 48 Anwendungen – Wirksamkeit der Lösung beträgt 3 Tage - Probe auf Anfrage.
- Hygienische und dauerhafte Pflege von Schienen aller Art, Prothesen und KFO-Apparaturen.

119811  
 Set 170 g Reinigungsmittel,  
 1 Bürste, 1 Dose



Paketpreis  
**374,90**

## Vel-Mix Stone

Für glatte, harte und detailgenaue Oberflächen. Dank optimalen Fließverhaltens und exzellenter Standfestigkeit eignet sich Vel-Mix Stone für alle Arten von Modellen. Er ist in den Farben Rosa und Weiß erhältlich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

85739  
 Eimer 25 kg Superhartgips rosa  
**95,90**

## AKTIONSPAKET

5 x Vel-Mix Stone Superhartgips weiß  
 oder rosa Karton 25 kg nach Wahl

## Snow White™ Plaster

Snow White™ ist ein schnell abbindender und zuverlässiger Gips. Er ist sehr beliebt als Abform- und Artikulationsgips sowie bei der Herstellung von Lötmodellen, labialen/okklusalen Schlüsseln und Provisorien. Snow White™ ist für leichte Lesbarkeit in zwei natürlichen, für das Auge angenehmen Pastellfarben (gelb und grau) erhältlich und für eine Vielzahl von zahnärztlichen Techniken das Produkt der Wahl.

215115  
 Sack 18 kg Spezial Gips weiß

5+1

Aktionspreis  
**69,90**



Kerr™

Paketpreis  
**174,90**

## Super-Sep™



Eine Gips-Isolierflüssigkeit auf Alkoholbasis, die keinen Film hinterlässt und bei Kontakt antrocknet. Modell-, Hartgipse oder Einbettmassen können unmittelbar nach dem Auftragen angegossen werden.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

201687  
 Flasche 500 ml Isoliermittel  
 Super-Sep™  
**60,90**

## AKTIONSPAKET

4 x Debubbler oder Microfilm oder  
 Super-Sep™ Flasche 500ml nach Wahl



## CreaPRINT Tray

Flüssiges Acrylatgemisch zur additiven Herstellung von Funktions- und Abdrucklöffeln sowie Bisschablonen im Dentalbereich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

215380

Flasche 1 kg 385 nm, aqua

Aktionspreis  
**149,90**



## PremEco® Line Gießkunststoff

Speziell für das Gießverfahren entwickelter prothetischer PMMA Kunststoff für die rationelle Fertigstellung in der partiellen und totalen Kunststoffprothetik. Die hervorragende Fließfähigkeit ist speziell auf die Silikon- und Geleibettung in Verbindung mit der PremEco® Line Gießkuvette eingestellt und abgestimmt auf das PremEco® Line Prothetik Color System für die individuelle, natürliche wirkende Farbcharakterisierung der Gingiva Nachbildung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

218774

Beutel 1 kg Pulver rosa

Aktionspreis  
**99,90**



Aktionspreis  
**20,90**

## PremEco® Line Aufstellwachs NF

Temperaturbeständiges Aufstellwachs für alle Arbeiten in der Prothetik mit hoher Erweichungstemperatur und unauffälliger Farbgebung für die Wachsenprobe.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

203248

Packung 500 g Wachs

Aktionspreis  
**1.789,-**

## SANDURET



Die Mikrofeinstrahler der SANDURET Serie sind mit 2, 3 oder 4 Kammern erhältlich und erzielen hervorragende Ergebnisse. Die beheizten Strahlkammern sichern stets trockenes Strahlgut und verstopfte Schläuche oder Düsen kommen nicht mehr vor. Inklusive Reitel-Schnell-Stopp-Funktion.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

66140

Sandstrahlgerät mit 3 Kammern

Hersteller-Listenpreis 2.160,-

## DUSTY MINI HEPA

Trocken-Absaugung mit Motor- und Filterbeutel in HEPA-Stufe H13. Leistungsgeregelter Motor und geringer Platzbedarf. Extrem leise: 49-54 db (A).

217135

Trockensauger

Hersteller-Listenpreis 480,-



Aktionspreis  
**395,90**

REITEL

Aktionspreis  
**999,90**

## LED Arbeitsplatzleuchten

Einstellbare Helligkeit und Lichtfarbe (Farbechtheit RA>93) mit langlebigen LED (>50.000 Stunden). 3 Speicherplätze zur Sicherung der persönlichen Einstellungen und einfaches Umschalten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

203857

LED COMFORT TABLE mit Gelenkarm zur Tischmontage

Hersteller-Listenpreis 1.220,-



## AUTO Spin Pinbohrgerät

- Sicheres Positionieren und Ausrichten bei anspruchsvollen Abdrucksituationen mit innovativem Renfert Level Controller.
- Flexible Verwendung nahezu jeder Plattengeometrie durch Universal-Plattenträger mit sicherer Doppelfixierung.
- Hoher Arbeitskomfort durch automatisierten Bohrprozess.
- Optimales Friktionsverhalten der Pins durch hochpräzise Bohrlöcher.

200290



Pinbohrgerät

Hersteller-

Listenpreis 2.025,-



Aktionspreis

1.599,-

Aktionspreis


43,90



## AUTO spin Silikonknetmasse

Silikonknetmasse zum Fixieren, Ausrichten und Ausblocken.

200369



Dose 1 kg Knetmasse



Aktionspreis

57,90



## AUTO Spin Basisplatte

Sicherer Halt und leichtes Entformen der Pins durch formstabile Kunststoffsockelplatten ohne Metallplatte.

200366




Packung 100 Basisplatten  
Standard

## AUTO Spin Sekundärplatte

Passgenaue Abstimmung von Basis- und Sekundärplatte.

200368



Packung  
50 Sekundärplatten

Aktionspreis

117,90







Aktionspreis  
**2.988,-**

## G2 Concept Modellsäge

Die G2 Concept Modellsäge mit segmentiertem Sägeblatt und Strichlaser ermöglicht an allen Modellen optimale Sägeschnitte ohne Beschädigung der Präparationsgrenze, da die Sägeschnitte von unten erfolgen.

109590



Modellsäge inklusive Strichlaser,  
Diamant Sägeblatt

Hersteller-  
Listenpreis 3.942,-



**SCHICK**  
DENTAL

## Q3 Profi

Q3 Profi von Schick bietet mit 50.000 U/min. und 9 Ncm Drehmoment besonders hohe Leistungsparameter. Dank neuer Technologie lässt sich die Drehzahl extrem feinfühlig regeln und eignet sich deshalb optimal für die Bearbeitung auch von anspruchsvollen Dentalwerkstoffen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

213487



Steuereinheit komplett,  
Kniesteuerung 9 Ncm / 200-50.000 U/min.

Hersteller-  
Listenpreis 2.067,-



Aktionspreis  
**1.599,-**

## S3 Premium Fräsergerät

Das S3 Premium Fräsergerät ist die Weiterentwicklung des bewährten S3 Master. Die neue Frässpindel mit Hochleistungselektronik erlaubt Drehzahlen von bis zu 80.000 U/min und eröffnet dem Anwender weitere Bearbeitungsmöglichkeiten. Kompromisslos kombiniert das S3 Premium die Präzision und Laufruhe einer elektrischen Frässpindel mit der hohen Abtragsleistung einer Turbine. Ob Wachsfräsen bei 500 U/min, NE-Fräsen mit 50.000 U/min, oder Zirkonbearbeitung unter Wasserkühlung bei 80.000 U/min, das gesamte Spektrum der Frästechnik ist abgedeckt.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

218334



Fräsergerät ohne Modelltisch  
inklusive Frässpindel, Lichtkopf,  
2,35 mm Spannange

Hersteller-  
Listenpreis 10.234,-




Aktionspreis  
**9.359,-**

## Gipsmodelltrimmer HSS-88

Durchzugsstarker Trimmer mit 1.000 Watt Leistung und hoher Drehzahl 3.000 U/min. der durch Kurzschlussläufertechnik höchst verschleiß- und wartungsfrei ist. Inklusive Magnetventil. Kräftige Scheiben- und Innenraumspülung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

37822




Gipstrimmer inklusive Diamantscheibe,  
1 Meter Zuflussschlauch 1/2" Zoll,  
1 Meter Abflussschlauch 1" Zoll,  
Schrägaufgabe im Winkel von 12°

Hersteller-  
Listenpreis 3.750,-



Aktionspreis  
**2.949,-**




Aktionspreis  
**1.699,-**

## Abdampf Box

Die Abdampf-Box ist eine kompakte Arbeitskabinen zum Reinigen von Werkstücken mittels Dampf. Sie ist ausgelegt für das Bearbeiten bzw. Reinigen von Kleinteilen bis hin zu handgroßen Teilen. Für eine optimale Sicht beim Arbeiten sorgen ein kraftvoller Lüfter, der den Dampf schnell über einen Bodenfilter absaugt, sowie eine Arbeitsraumausleuchtung mittels LED-Licht.

216543



Abdampf Box inklusive  
Abflussschlauch 2 m

Hersteller-  
Listenpreis 1.990,-

**WASSERMANN**  
Hamburg · Germany



Aktionspreis  
**1.299,-**

## Dampfstrahler Wasi-Steam Classic II

Kompakt im Format, stark in der Leistung: Der Wasi-Steam Classic II ist die perfekte Lösung, wenn das Platzangebot klein, aber der Anspruch groß ist. Manuell befüllbar, flexible Standortwahl. Dampftemperatur max. 158 °C (bei 5 bar).

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

209740



Dampfstrahler Edelstahl Hersteller-Listenpreis 1.650,-



## VITA YZ® HT DISC Color

Die Systemlösung für präzise, effiziente und farbtreue ZrO<sub>2</sub>-Rekonstruktionen. Zirkondioxid-Rohlinge in vier Transluzenzstufen, die die präzise und farbtreue Fertigung von voll-/teilverblendeten und monolithischen Versorgungungen ermöglicht.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

122495  
Disc Ø 98,4 mm H 14 mm, 2M2  
**159,90**

**AKTIONSPAKET**  
5 x VITA YZ® Disc Color 14 mm nach Wahl

## VITA In-Ceram YZ® TColor Disc

- Passgenaue Versorgungungen herstellen durch kantenstabile Materialrohlinge mit homogener Gefügestruktur und geprüften Sinterereigenschaften.
- Verlässlich Zahnfarben reproduzieren durch ein Materialsystem mit ideal abgestimmten Komponenten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

118900  
Disc Ø 98,4 mm, H 18 mm, LL2 medium, T Color  
**199,90**

**AKTIONSPAKET**  
5 x VITA YZ® Disc Color 18 mm nach Wahl



## VITA YZ® XT Multicolor

Super transluzentes ZrO<sub>2</sub> substanzschonende, monolithische sowie teilverblendete SZ-Versorgungungen mit hoher Lebendigkeit. Extra transluzentes ZrO<sub>2</sub> für monolithische sowie teilverblendete FZ-Versorgungungen mit besonderer Lebendigkeit durch extrem hohe Transluzenz.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

204582  
Disc Ø 98,4 mm, H14 mm, A3  
**208,-**

**AKTIONSPAKET**  
5 x VITA YZ® XT Multicolor 14 mm nach Wahl



**VITA**

## VITA YZ® ST Multicolor

Super transluzentes ZrO<sub>2</sub> substanzschonende, monolithische sowie teilverblendete Versorgungungen mit hoher Lebendigkeit in White, Color, Multicolor.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

204710  
Disc Ø 98,4 mm, H18 mm, A3  
**236,-**

**AKTIONSPAKET**  
5 x VITA YZ® ST Multicolor 18 mm nach Wahl

## Cercon® ht ML

Cercon® ht ML ist das Multilayer Zirkonoxid für alle Bedürfnisse und großspannige Brücken mit bis zu 14 Gliedern.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

208408

Disk Ø 98 mm H 14 mm, A3

**189,-**

208439

Disk Ø 98 mm H 18 mm, A3

**220,-**



## Cercon® xt ML

Cercon® xt ML – Extra transluzentes Multilayer Zirkonoxid. Die neue Multilayer Klasse verspricht monolithische Restaurationen auf höchstem Niveau. Perfekter, naturgetreuer Farbverlauf: Entspricht der Ästhetik eines natürlichen Zahnes ganz ohne Verblenden oder Bemalen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

204630

Disk Ø 98 mm H 14 mm, A3

**179,-**

204631

Disk Ø 98 mm H 18 mm, A3


**210,-**

## AKTIONSPAKET\*

10 x Cercon® xt ML Disk Ø 98 H 14 mm nach Wahl

\* Darstellung des o.g. Aktionspakets dient als Beispiel. Weitere Kombinationen von (Cercon ht ML, xt ML, ht, xt, Farbe und Größe nach Wahl) sind möglich.

**Dentsply Sirona**



Paketpreis  
**1.699,-**

## Dentsply Sirona Multilayer

### PMMA Disc

Die Dentsply Sirona Multilayer PMMA Disc ist jetzt eine validierte Mehrfach-Materialkomponente für provisorische Kronen und Brücken sowie für hochwertige Prothesenzähne.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

128760

Disk Ø 98 mm H 20 mm, A3, Multilayer

**99,95**

## AKTIONSPAKET

5 x Multilayer PMMA Disk nach Wahl



Paketpreis

**450,-**

## Asiga Max 2™

Der Asiga MAX 2™, als Nachfolger des wohl erfolgreichsten DLP Dental-3D-Druckers, ermöglicht die Produktion in Labor & Praxis nun deutlich einfacher, präziser und zuverlässiger: mit einer intuitiveren Benutzeroberfläche, intelligenten SPS™ Sensorik zur Steigerung der Druckqualität sowie des neuartigen Transparent Mode™ positioniert sich das Gerät mit 62µm Auflösung erneut als professionelles Spitzenprodukt.

inklusive  
Materialpaket  
durch Firma  
SCHEU

neu

221696  
3D-Drucker inklusive 1 Liter Tray und Tray-Box, Composer Software, Werkzeug-Kit

Hersteller-  
Listenpreis 9.990,-

Aktionspreis  
**9.990,-**



## Asiga Ultra™

Der Asiga Ultra™ als hochproduktive Lösung für 3D-Drucke in der Dental-industrie vereint erstmalig eine hohe Präzision von 50µm Auflösung mit einem großen Bauvolumen (192 x 108 x 147mm) und das als Desktop System. Skalieren Sie ihre Produktion so einfach wie nie: kalibrationsfreie Bauplattform, berührungsloses Öffnen der Haube, neuartige IR-Bauraumheizung uvm.

inklusive  
Materialpaket  
durch Firma  
SCHEU

221697  
3D-Drucker inklusive 2 Liter Endurance Ultra Build Tray Box, Composer Software, Schutzbrille, Netzkabel / Netzkabel, Spachtel, Service-Werkzeug

Hersteller-  
Listenpreis 14.990,-

neu



## BIOSTAR® 4-Aligner

Der BIOSTAR® 4-Aligner ist ein hochmodernes Mehrfachtiefziehgerät. Mit seiner innovativen Technologie können gleichzeitig bis zu 4 Aligner tiefgezogen werden, was eine beeindruckende Produktionskapazität von bis zu 120 Alignern pro Stunde ermöglicht. Jeder Aligner wird dabei in seiner eigenen Druckkammer bei 4 bar geformt. Der BIOSTAR® 4-Aligner bietet die Flexibilität, aus verschiedenen SCHEU-DENTAL Folienformaten zu wählen. Hierzu gehören runde Folien mit einem Durchmesser von 120-125 mm sowie rechteckige, exklusiv bei SCHEU-DENTAL erhältliche Strips (499 x 114 mm), die eine Vierfachenwendung ermöglichen.

Aktionspreis  
**14.990,-**

221711  
Tiefziehgerät inklusive Netzstecker, Netzkabel, Mikrofaser Tuch, DURAN-Einzelfolien

Hersteller-  
Listenpreis 8.950,-

Aktionspreis  
**8.950,-**



neu

inklusive  
Materialpaket im  
Wert von 350 € und  
Einweisung durch  
die Firma  
SCHEU-Dental

SCHEU



## IMPRIMO® LC Model

Lichthärtendes, methacrylatbasiertes Harz zur Herstellung hochpräziser Dentalmodelle mit glatten Oberflächen. Erhältlich in drei Farben für kieferorthopädische und prothetische Anwendungszwecke, abgestimmt auf DLP-Verfahren mit einer Lichtquelle von 385 und 405 nm.

203561  
Flasche 1 kg IMPRIMO® LC Model beige

Aktionspreis  
**179,90**

6+2



Aktionspreis  
**299,-**

## IMPRIMO® LC Splint comfort MSI®

IMPRIMO® LC Splint comfort MSI® ist ein lichthärtendes, methacrylatbasiertes Harz zur Herstellung von hartelastischen Schienen. Es bietet eine höhere Flexibilität und geringere Bruchanfälligkeit im Vergleich zu harten Materialien. Die MSI® Technologie bewirkt nachweislich eine signifikante Reduktion von Biofilmen und Plaque-Ablagerungen an Oberflächen. Das Harz ist kompatibel mit DLP Systemen (385nm) und es sind optimierte Parameter für ASIGA Geräte vorhanden.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

220501  
Flasche 1 kg ozean-blau