

# ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



## GC Initial™ Zirconia Coloring Liquid

Initial Zirconia Coloring Liquid Einfärbe-System auf Wasserbasis für Zirkoniumdioxid

- Schnell, berechenbarer und bestechend individuell
- Bietet die beste Basis für ein Keramikfinish mit IQ ONE SQIN
- Ein Liquid, Zwei Techniken: Malen oder Tauchen

221919

Set 12 x 50 ml Liquid (body A, body B, body C, body D, cervical A, cervical B, cervical C, cervical D, effect grey, effect blue, effect pink, neutral), 4 x 25 ml Marking Liquid (red, blue, yellow, green), 1 technisches Handbuch

221920

Intro Kit 4 x 50 ml Liquid (body A, cervical A, effect grey, neutral), 2 x 25 ml Marking Liquid (red, blue), 1 kurze Gebrauchsanweisung



Aktionspreis  
**357,-**



Aktionspreis  
**134,90**



221921  
Flasche 50 ml  
Liquid body A



Aktionspreis  
**37,90**

221934  
Flasche 25 ml  
Marking Liquid blue



Aktionspreis  
**17,70**

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.



## GC FUJIROCK® EP Premium Line / EP Classic Line

Superhartgips der Klasse IV. Classic Line für alle prothetischen Arbeiten, die hohe Präzision, hervorragende Kantenhärte und hohe Drucksensibilität erfordern. Die Premium Line wurde entwickelt für Hochpräzisionstechniken wie großspannige Implantat- und komplexe vollkeramische Arbeiten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

123785  
Packing Premium  
4 kg Gips Polarweiß

Aktionspreis  
**28,50**

57033  
Eimer Classic  
12 kg Gips Goldbraun

Aktionspreis  
**59,95**

# Zahnlager Dental-Union

Wir bieten Ihnen Europas größtes Zahnlager mit über 17.000 verschiedenen Zahngarnituren der führenden Hersteller wie Dentsply Sirona, Ivoclar Vivadent, Shofu und VITA.

Hohe Qualität. Schnelle Lieferung. Komfortabler Service.



 Dentsply  
Sirona

 ivoclar  
vivadent

 SHOFU

 VITA

 altmann  
dental GmbH & Co. KG  
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

 DENSION  
Dental GmbH & Co. KG

 dental 2000  
Full-Service-Center

 dental EGGERT

 funck  
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

 futura-dent  
Fachhandel · Beratung · Service

 GARLICH & PARTNER  
Oldenburger Dental - Depot seit 1927  
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

 GERL.  
DENTAL

 KERN

 C. Klöss Dental  
Einrichtung · Material · Planung · Service  
... sympathisch, anders ...

 MULTIDENT  
HÖCHST PERSÖNLICH.

 PAVEAS  
Erfahrung macht den Unterschied.

 VAN DER VEN

 WOLF+HANSEN  
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung  
finden Sie unter [www.dental-union.de](http://www.dental-union.de)  
im Bereich „Vertriebsstruktur“.




[www.dental-union.de](http://www.dental-union.de)



## Cercon® ht ML

Cercon® ht ML ist das Multilayer Zirkonoxid für alle Bedürfnisse und großspannige Brücken mit bis zu 14 Gliedern.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

208408  
  
 Disk Ø 98 mm H 14 mm, A3

208439  
  
 Disk Ø 98 mm H 18 mm, A3

Aktionspreis  
**172,70**

Aktionspreis  
**201,50**



 **Dentsply Sirona**

## Cercon® xt ML

Cercon® xt ML – Extra transluzentes Multilayer Zirkonoxid. Die neue Multilayer Klasse verspricht monolithische Restaurationen auf höchstem Niveau. Perfekter, naturgetreuer Farbverlauf: Entspricht der Ästhetik eines natürlichen Zahnes ganz ohne Verblenden oder Bemalen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.



204631  
  
 Disk Ø 98 mm H 18 mm, A3

204632  
  
 Disk Ø 98 mm H 25 mm, A3



Aktionspreis  
**192,-**

Aktionspreis  
**240,-**

## Dentsply Sirona Multilayer PMMA Disc

Die Dentsply Sirona Multilayer PMMA Disc ist jetzt eine validierte Mehrfach-Materialkomponente für provisorische Kronen und Brücken sowie für hochwertige Prothesenzähne.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

128760  
  
 Disk Ø 98 mm H 20 mm, A3, Multilayer



Aktionspreis  
**91,70**

## VITA VIONIC® BASE DISC HI

Ein neues Qualitätslevel für Ihre digital gefertigte Prothese mit VITA VIONIC® BASE DISC HI. VITA VIONIC® BASE DISC HI sind vorgefärbte dentale Fräsrohlinge aus schlagzähem PMMA für die Herstellung von Prothesenbasen für herausnehmbaren Zahnersatz.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

218074



Disc Ø 98,5 mm, H 30 mm,  
classic pink translucent

Aktionspreis  
**50,50**



Aktionspreis  
**40,50**

## VITA VIONIC® WAX

Sind formstabile, temperaturbeständige Synthetikwachs-Rohlinge.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

131185



Disc Ø 98,4 mm, H 30 mm, pink

Starten  
auch Sie  
mit VITA digital  
ins neue Jahr!

# VITA

## VITA VIONIC® DENT DISC multiColor

Der Fräsrohling aus MRP-Komposit (anorganisch gefülltes PMMA) überzeugt durch seine Materialeigenschaften und die Qualität von VITA Premium-Konfektionszähnen. Weitere Vorteile sind die Abrasionsstabilität für langlebige Prothesen, eine hervorragende Polierbarkeit sowie anspruchsvolle Ästhetik dank integriertem Farbverlauf.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

218079



Disc Ø 98,4 mm, H 20 mm, A3



Aktionspreis  
**109,90**



Aktionspreis  
**88,90**

## VITA VIONIC® BOND multiDose

VITA VIONIC® BOND dient zur definitiven Verklebung von Prothesenzähnen mit Prothesenbasen im digital gestützten Herstellprozess von herausnehmbaren Prothesen. Die VITA VIONIC® BOND Flüssigkeiten müssen gekühlt, zwischen 5°C (41°F) und 10°C (50°F), gelagert werden. Die Haltbarkeit ab Herstellungsdatum beträgt 18 Monate. Angebrochene Flaschen VITA VIONIC® multiDose sind innerhalb von 90 Tagen nach der Öffnung zu verbrauchen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

292715



Kit COMPLETE  
20 ml VIONIC BOND I multiDose,  
10 ml VIONIC BOND II multiDose,  
1 VIONIC BOND multiDose Messbecher 3 ml,  
50 Einweg-Pinselspitzen Nylon

## TORK® Xpress® PREMIUM

### komprimierte, weiche Multifold-Handtücher

Doppelt so viele Tücher im Spender als bisher, aufgrund komprimierter Handtücher = halb so viel Nachfüllaufwand und enorme Zeitersparnis! Mehr Hygiene und weniger Verbrauch durch Einzeltuchentnahme. Passend für Tork H2 System sowie herkömmliche Falthandtuchspender (Tiefe: mehr als 10 cm; Breite: mehr als 22 cm). Großes (32 cm), weiches und saugfähiges Handtuch sorgt für wesentlich weniger Verbrauch.

221971  


Tork Easy-Handling Verpackung, EU Ecolabel und FSC - Zertifiziert  
 Karton 12 x 170 = 2.040 Tücher 2-lagig, 21,2 x 32 cm, H2 Multifold-Handtuchsystem, Premium Qualität, weiß, weich



Aktionspreis  
**44,90**



Aktionspreis  
**38,90**

## TORK® PREMIUM extra weiche Zickzack Handtücher (V-Falz)

Geeignet für den Einsatz in herkömmlichen Falthandtuchspendern. Verbrauchssparende & hygienische Einzeltuchentnahme. TORK® extra weiche ZickZack (V-Falz) Falzung sowie Tork H3 System. Papierhandtücher Premium, saugfähig und reißfest, Tork Easy-Handling Verpackung. EU Ecolabel, FSC-Zertifiziert.

103927  


Karton 15 x 200 Tücher = 3.000 Premium Tücher 2-lagig, extra weich, 23 x 23 cm, hochweiß

## FREEPRINT® SPLINTMASTER TAFF

Lichthärtende Formulierung für den 3D-Druck von flexiblen High-End-Schienen. Erhältlich in zwei Flexibilitätsstufen: TAFF & FLEX.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

219357  


Flasche 1 kg Kunststoff transparent

Aktionspreis  
**309,-**



## FREEPRINT® CROWN

Premium Kunststoff zum Druck von permanenten Einzelkronen, Prothesenzähnen und langzeitprovisorischen Brücken. Das biokompatible Material bietet durch seine perfekt abgestimmte Transparenz und Opazität eine brillante und ästhetisch ansprechende Farbauswahl.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

217042  


Flasche 500 g Kunststoff 385 nm, A3



Aktionspreis  
**329,-**



## FREEPRINT® DENTURE

Lichthärtender, biokompatibler Kunststoff zum 3D Druck von herausnehmbaren dentalen Prothesenbasen. Prozesssicher durch hohe Initialhärte nach dem Druck. Niedrigviskose Einstellung für geringen Materialverbrauch und schnellere Reinigung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

205329  


Flasche 1 kg Kunststoff 385 nm, pink-transparent

Aktionspreis  
**235,-**





**Aktionspreis**  
**112,90**

**Palapress®**  
 (DE) Prothesenkunststoff für Teilprothesen und Reparaturen, Autopolymerisat  
 (GB) Denture acrylic for partial dentures and repairs, self-curing acrylic

500 ml KULZER 1000 g

**Aktionspreis**  
**62,50**

## PalaXpress®

Mit dem abgestimmten System PalaXpress® und Palajet® lassen sich passgenaue Totalprothesen im Injektionsverfahren herstellen.

56172  
 Flasche 500 ml Flüssigkeit

56169  
 Packung 1 kg Pulver rosa

**Aktionspreis**  
**63,50**



**PalaXpress®**  
 (DE) Prothesenwerkstoff für alle Indikationen der Kunststoffprothetik, Autopolymerisat  
 (GB) Denture acrylic for all indications, self-curing acrylic

500 ml KULZER 1000 g

**Aktionspreis**  
**113,90**

## Palapress®



**KULZER**  
 MITSUI CHEMICALS GROUP

Ob Modellgusskomplettierung, Unterfütterung oder Reparaturen - mit Palapress schnell und ökonomisch fertig gestellt. Die Gießzeit von ca. 2 Min. und eine Verarbeitungszeit von bis zu 7 Min. gewährleisten hohe Effektivität in der Kunststoffprothetik.

82397  
 Flasche 500 ml Flüssigkeit

62873  
 Packung 1 kg Pulver rosa

## Gipsmodelltrimmer HSS-88


Durchzugsstarker Trimmer mit 1.000 Watt Leistung und hoher Drehzahl 3.000 U/min. der durch Kurzschlussläufertechnik höchst verschleiß- und wartungsfrei ist. Inklusive Magnetventil. Kräftige Scheiben- und Innenraumspülung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

37822  
 Gipstrimmer Inklusive Diamantscheibe,  
 1 Meter Zuflussschlauch 1/2" Zoll,  
 1 Meter Abflussschlauch 1" Zoll,  
 Schrägaufgabe im Winkel von 12°

Hersteller-  
 Listenpreis 3.750,-

**Aktionspreis**  
**2.899,-**



## Abdampf Box

**Aktionspreis**  
**1.679,-**

Die Abdampf-Box ist eine kompakte Arbeitskabinen zum Reinigen von Werkstücken mittels Dampf. Sie ist ausgelegt für das Bearbeiten bzw. Reinigen von Kleinteilen bis hin zu handgroßen Teilen. Für eine optimale Sicht beim Arbeiten sorgen ein kraftvoller Lüfter, der den Dampf schnell über einen Bodenfilter absaugt, sowie eine Arbeitsraumausleuchtung mittels LED-Licht.

216543  
 Abdampf Box inklusive  
 Abflussschlauch 2 m  
 Hersteller-  
 Listenpreis 1.990,-

**Aktionspreis**  
**1.279,-**



## Dampfstrahler Wasi-Steam Classic II

Kompakt im Format, stark in der Leistung: Der Wasi-Steam Classic II ist die perfekte Lösung, wenn das Platzangebot klein, aber der Anspruch groß ist. Manuell befüllbar, flexible Standortwahl. Dampftemperatur max. 158 °C (bei 5 bar).

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

209740  
 Dampfstrahler Edelstahl  
 Hersteller-Listenpreis 1.650,-

**WASSERMANN**  
 Hamburg · Germany

