



funck

DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG
Fritz-Frey-Straße 16
69121 Heidelberg
Telefon: 06221/4792-0
Telefax: 06221/4792-60
E-Mail: info@funckdental.de
internet: http://www.funckdental.de

Wartung Ihres Melaseal 200/ Pro durch funck-Techniker!

Um die Einsatzfähigkeit Ihres Melaseal 200 / Pro auch zukünftig zu sichern, bieten wir Ihnen eine Wartung an. Die Wartung ist eine Empfehlung des Herstellers. Melag empfiehlt eine Wartung nach 50.000 Zyklen oder alle 2 Jahre im Rahmen der Betriebssicherheitsverordnung. Die genannten Preise beinhalten ein Wartungsset gemäß Herstellerempfehlung und die jährliche STK-Prüfung nach VDE. Bei der Sichtprüfung können weitere Teile zum Austausch notwendig werden. Diese und die dazu notwendige Arbeitszeit, werden gesondert berechnet.

Table with 4 columns: Model, Maintenance Set, Price, and Working Time. Includes Melaseal 200, Melaseal Pro, and STK-Prüfung nach VDE DU #100.

Zuzüglich Fahrtkosten und Mehrwertsteuer.
(Preise Stand Januar 2024, Preisänderungen vorbehalten)

Die angegebenen Arbeitszeiten sind ca. -Werte. Die Abrechnung erfolgt nach Stundennachweis.



Ich habe folgendes Gerät in meiner Praxis:.....

- Two checkboxes with text: 'Bitte rufen Sie mich an. Ich habe Fragen zu Ihrem Wartungsangebot.' and 'Bitte vereinbaren Sie mit mir einen Termin für eine Wartung.'

➔ Fax-Nummer: 06221 – 479245

.....
(Datum, Stempel, Unterschrift)